

**Кресло гинекологическое
КГ-04 – «Диакомс» (складное)
ПАСПОРТ
АУКС.942819.062ПС**

Зав. №



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Кресло гинекологическое КГ-04 - «Диакомс» предназначено для проведения гинекологических и урологических процедур. В случае необходимости кресло может быть использовано как процедурный стол.

1.2 Кресло для транспортировки складывается и помещается в чехол.

1.3 Кресло состоит из верхней рамы, на которую установлены две секции: сидение и спинная. Обе секции имеют мягкий верх. Угол наклона сидения регулируется двумя ростоматами. Спинка кресла имеет три фиксированных угла наклона. Верхняя рама установлена на две ножные рамы. На передней ножной раме установлена складывающаяся ступенька

В комплект кресла входит два ногостержателя, гинекологический тазик на подвижном основании и переставляемый спинной упор.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры в мм: длина – 1250; ширина - 700, высота – 1500.

Высота в положении стол – 900.

Габаритные размеры в сложенном состоянии в мм: длина – 1250; ширина - 700, высота – 150.

2.2 Масса кресла гинекологического 30 кг.

2.3 Допустимая нагрузка на кресло не более 120 кг.

2.4 Угол наклона спинной секции от горизонтали от 0°, 20°, 45°, 70° .

2.5 Угол наклона сидения от 0° до 30°.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Для изменения угла наклона спинной секции необходимо переставить упор в гребенке верхней рамы.

3.2 Для фиксации стоек ногостержателей необходимо отвернуть винт-фиксатор, установить на нужную высоту и зафиксировать.

3.3 Для изменения угла наклона сидения необходимо поднять сидение на нужный угол и отпустить его.

Для возвращения сидения в исходное состояние необходимо поднять сидение на максимальный угол и отпустить.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям ТУ 9452-062-17099103-2010.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год с момента продажи.

4.3 Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;

4.3 Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

4.3 Гарантийное обслуживание кресла осуществляет ООО «Диакомс» расположенное по адресу предприятия.

Дата выпуска

Штамп производителя

Дата продажи

Штамп организации, продавшей изделие