

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ

КМФД 7-4-2-R-СП-М-К-ЛС:

1. Назначение изделия. Кровать медицинская предназначена для оснащения детских ортопедических и хирургических отделений соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и ТУ 9452-001-53189960-2012.

2. Технические характеристики. Каркас и ножки кровати выполнены из стальной трубы прямоугольного сечения 40x20мм. Внутри каркаса установлена металлическая рейка. Регулируемое боковое ограждения и спинки кровати выполнены из стальных труб круглого сечения Ø32 и 16мм соответственно, наполнение из трубы Ø12мм. Направляющие бокового ограждения выполнены из нержавеющей трубы Ø12мм. Кровать установлена на колеса Ø 100мм. Габаритные размеры кровати -1642x789x1212мм, размер спального места 1300x700 мм, высота ложа от пола 500 мм. Масса кровати не более 36кг. Все металлические поверхности окрашены путем напыления эпоксидного порошка в электростатическом поле. Данное покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

3. Комплектность.

№ п.п.	Наименование	Шт.
1.	Ложе кровати	1
2.	Ножки	2 пары
3.	Торцевые панели	2
4.	Боковые ограждения	2
5.	Шайба 8	8
6.	Болт m8x16	8
7.	Колеса Ø 100мм	4
8.	Болт m10x25(Z=14)	4
9.	Гайка m10	4
10.	Гроверная шайба m10	4
11.	Болт 10x40	4
12.	Шайба M10	4

4. Порядок сборки. Распаковать упаковку кровати. Сборку изделия производить на ровной поверхности. Торцевые панели зафиксировать с рамой кровати через соответствующие отверстия болтами (6) с шайбой (5). Прикрутить колеса к боковинам при помощи винтов M10x25 и гроверных шайб 10. Для фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску. Для монтажа боковых ограждений необходимо: выкрутить фиксирующий саморез из верхних втулок торцевых панелей, снять полипропиленовую заглушку, вставить п.ж трубки во втулки боковых ограждений. Скрепить боковины с подкатом. Для этого необходимо отсоединить нижнюю часть манежа, вставить манеж в кронштейны на боковине и зафиксировать его. Для этого используются кронштейны, изготовленные из металлического листа и оснащенные полипропиленовыми эксцентриковыми фиксаторами. Затем присоединить нижнюю часть манежа обратно. Поместить основание в получившийся контур между боковинами и манежем. Для фиксации положения ограждений вкрутить регулируемые опоры (10) в резьбовые отверстия направляющих втулок боковых ограждений. Вставить п.ж трубки (вместе с боковыми ограждениями) в нижние втулки торцевых панелей. Забить обратно полипропиленовые заглушки и закрутить саморез в верхние втулки торцевых панелей. Прикрутить ручки болтами (11) и шайбами(12) к ложу кровати. Изделие готово к эксплуатации.

5. Меры безопасности. К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие данный паспорт изделия. Запрещается перемещать кровать с включенным тормозом колес. Перемещение кровати с включенным тормозом колес приводит к их самопроизвольному отворачиванию и поломке ступицы.

6. Техническое обслуживание. Кровать не требует специального технологического обслуживания. Рекомендуется периодически (не реже одного раза в месяц) производить проверку затяжки болтовых соединений и работоспособности механизмов и в случае ослабления резьбовых соединений произвести их затяжку.

7. Правила транспортировки и хранения. Кровати транспортируются всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150. Хранение кроватей должно проводиться в упаковке предприятия в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных средств.

8. Гарантия изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных на упаковке. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев.

9. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская функциональная КМФД 7-4-2-R-СП-М-К-ЛС

Дата выпуска 01 ФЕВ 2023

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-53189960-2012 и принята к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку контролер ОТК Зубова Н.В.

10. Гарантийный талон

Изделие медицинской техники КМФД 7-4-2-R-СП-М-К-ЛС

Номер и дата выпуска 01 ФЕВ 2023

Приобретено

Наш адрес: ООО «Металлопродукция»

390006, г. Рязань, ул. Подгорная, 17 - 24 Тел.-(4912) 427-063, 427-064.

E-mail: mebel@metalloproduct.ru

www.metalloproduct.ru

ОТК

ОТК