

MET 3D VISCO

Матрас для функциональной кровати в
непромокаемом
чехле



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Предназначение

Матрас для функциональной кровати (далее – изделие) предназначен для обеспечения комфортного расположения пациента на кровати.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте паспорт изделия перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.



Не допускается использование изделия без простыни – это может привести к раздражению кожи.

2. Технические характеристики

Длина, мм	1950
Ширина, мм	900
Высота, мм	140
Материал наполнителя	пенополиуретан вторичного вспенивания
Материал съемного чехла	Спанбол и Tehmaflex

*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

3. Описание изделия

3.1. Изделие состоит из наполнителя и съемного чехла.

3.2. Наполнитель матраса изготовлен из пенополиуретана вторичного вспенивания. С одной стороны мягкий, запоминающий форму вязкоэластик, становящийся наиболее мягким там, где выше давление и температура. В середине упруго-жесткий материал ПВВ, имеющий 3D фрезеровки для улучшения противопролежневого эффекта и повышения гибкости матраса. С

другой стороны - динамическая холодная пена (ППУ) более жесткая чем вязкоэластик. На эту сторону матрас переворачивается на более поздних сроках выздоровления.

3.3. Съемный чехол изготовлен из мембранной медицинской ткани с антибактериальными паропроницаемыми (дышащими) свойствами.

3.4. Чехол изделия оснащен потайной Г-образной термостойкой влагонепроницаемой молнией, располагающейся по длинной и короткой стороне матраца, которая делает изделие полностью герметичным.

4. Уход за изделием

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, соблюдайте следующие рекомендации.

- Избегайте контактов изделия с колюще-режущими предметами во избежание проколов.
- Регулярно производите гигиеническую обработку изделия мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- При очистке изделия используйте только безопасные для кожи обеззараживающие средства.
- Запрещается стирать матрас в стиральных машинах всех типов.

5. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____