

Вертикализатор детский MET VD-130

Руководство по эксплуатации



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качеств.

1. Наименование изделия.

Вертикализатор детский MET VD-130

2. Область применения изделия.

Для использования в медицинских учреждениях и в быту.

3. Показания к применению и назначение изделия.

- детский церебральный паралич;
- расщепление позвоночника;
- мышечная дистрофия и атрофия;
- травмы и заболевания спинного мозга;
- когнитивные нарушения;
- реабилитация после инсульта или черепно-мозговой травмы;
- реабилитация после хирургических вмешательств;
- выраженная дисплазия;
- рассеянный склероз;

4. Противопоказания при применении медицинского изделия.

- вес пациента выше 75 кг;

5. Меры предосторожности при применении изделия.

	Чтобы правильно использовать вертикализатор, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несёт ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока эксплуатации.
	Запрещается использовать вертикализатор в целях, не прописанных в данном руководстве.

- Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
- Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите использование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
- Следите за тем, чтобы ремни и фиксаторы были в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов вертикализатора.
- Следует помнить, что при недостаточном опыте использования и при некорректной фиксации пользователя существует вероятность падения.
- Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. Перемещение вертикализатора с пользователем следует производить только по ровной твёрдой поверхности.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

6. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

Производитель несёт ответственность только при использовании вертикализатора в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данным руководством. Производитель не несёт ответственности за повреждение вследствие неоригинальных элементов и запасных частей. Вертикализатор рекомендуется использовать для перемещения по твёрдым покрытиям, либо в помещении.

Хранить в сухом тёплом месте, вне зоны досягаемости детей.

Вертикализатор в деталях:

	1. Регулируемый подголовник 2. Упор для спины 3. Ремень безопасности бабочка 4. Регулируемые боковые держатели 5. Съёмный регулируемый столик 6. Упор для таза 7. Регулируемые боковые держатели 8. Регулируемые бедренные фиксаторы 9. Пневматический привод, педаль 10. Колесная база 11. Регулируемые икроножные фиксаторы 12. Регулируемые фиксаторы стоп 13. Колёса с индивидуальными тормозами
--	--

Варианты положений:



Варианты регулировок:



Конструктивные особенности:



7. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару. Транспортирование изделий может проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолётов и т.д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

8. Техническое обслуживание

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации Вашего вертикализатора. Функциональность вертикализатора и, в особенности его тормозов, принципиально должна проверяться каждый раз до его применения. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю с целью их устранения. Это в первую очередь относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение качеств креплений и. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем в указанные интервалы времени.

Частота	Контроль	Комментарий
Перед первой сборкой	Проверка технического состояния всех элементов, входящих в состав упаковки	Убедитесь, что все компоненты не имеют видимых механических повреждений
Перед каждым использованием	Управление колесами и тормозами	Тормоза могут изнашиваться, проверяйте их состояние перед каждым использованием. Проверьте износ колес.
Каждые две недели	Правильный монтаж крепежных винтов и гаек	Убедитесь, что все гайки и болты затянуты.
Раз в месяц	Состояние быстроразъемных, резьбовых и паянных соединений	Обратите внимание на трещины в материале рамы, в местах пайки и на отверстиях, блокирующих штыковые соединения
Раз в месяц	Состояние фиксаторов и мягких подушек	Убедитесь, что фиксаторы и мягкие подушки целые, не надорваны
Каждые два месяца	Чистота, общее состояние	В случае механического повреждения, немедленно обратитесь к производителю

При обнаружении неисправности в работе вертикализатора следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

ООО «МЕТ»

108811, Россия, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.), д.4, стр. 2, этаж 5, блок Г
8-495-775-75-95

Чистка и дезинфекция

	При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.

Наружные поверхности вертикализатора не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потёртостей, острых выступающих частей и других дефектов.

Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113 химическим методом, с добавлением уксусной кислоты в концентрации $> 10\%$ или органическими растворителями типа галогенизированных/ароматизированных углеводов или ацетоном.

Изделие НЕ стерильно!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает бесплатную замену неисправных деталей, работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

9. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Вертикализатор MET VD-130

№ Дата изготовления << >> 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен.....
2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

.....
.....
.....
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....
.....
.....
.....

4. Выполненные работы:

.....
.....
.....
.....

Владелец	Руководитель предприятия – изготовителя
.....	
«» 20 . . г.	« ...» 20 . . г.
МП	МП

