

142784, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе
(п. Московский), домовлад. 4, стр. 2.

ИНН 7743928137 КПП 775101001



Тележка для перевозки больных BL-РС-III

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4344 от 05 июля 2016 г.

Сертификат соответствия № РОСС CN.АГ81.Д24109

Номер партии 022018060203-3/17

Назначение изделия.

Тележки для перевозки больных являются новой продукцией, разработанной нашими старшими научными сотрудниками и основанными на опыте ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и удобство использования в отделениях больниц, поликлиник и в домашних условиях.

Принцип конструкции:

Тележка для перевозки больных с регулировкой высоты на червячном приводе, поднимающимся изголовьем на газлифте, двухрядными самоориентирующимися колёсами, матрасом, инфузионной стойкой и пятым колесом для ультимативной маневренности. Ложة тележки выполнено из ABS пластика.

! Внимание! Оттенки цветов пластиковых вставок могут несколько отличаться.

ИНН 7743928137

КПП 775101001

met@met.ru



Ниже приведены общие характеристики изделий:



Тележка поставляется в собранном виде.

Комплект поставки:

1. Рукоятка управления высотой ложа	-1
2. Фиксатор положения спинной секции	-1
3. Складные боковые ограждения из ABS пластика	-2
4. Педаль центральной тормозной системы	-2
5. Гнездо инфузионной стойки	-2
6. Держатель кислородного баллона	-1

Технические характеристики:

- Габаритные размеры (длина/ширина/высота): 1950x595x520/820 мм
- Габариты ложа (длина/ширина) 1900x575 мм

ИНН 7743928137

КПП 775101001

met@met.ru



- Максимально допустимая нагрузка: 160 кг.
- Вес – 115 кг
- Гарантийный срок 12 месяцев.
- Срок службы изделия не менее 8 лет.

1. Сборка и эксплуатация

- 1.1 Вскройте коробку и достаньте все аксессуары из коробки.
- 1.2 Снимите всю упаковку с аксессуаров.
- 1.3 Положите матрас на ложе тележки.

2. Обслуживание и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год. Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять каждые 6 месяцев.
2. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.
3. Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
4. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.
5. Смазывайте силовые узлы подъемных механизмов не реже 1 раза в 2 недели.
6. Запрещается использование изделия с признаками неисправностей!

4. Транспортировка и хранение

Изделие должно храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах

!Внимание

Технические характеристики могут иметь погрешность $\pm 5\%$

Дистрибьютор: ООО «МЕТ»

Тел. в Москве: 8-495-775-75-95

ИНН 7743928137

КПП 775101001

met@met.ru



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - **12 месяцев** со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - **12 месяцев**

Дата продажи: « » 20 г.

Генеральный директор