

Сведения о сертификации

Сертификат соответствия № РОСС CN.Н003.В03894; срок действия с 24.05.2010г. по 24.05.2013 г.

Регистрационное удостоверение ФСЗ № 2010/06753 действительно с 05 мая 2010 срок действия не ограничен.

Изготовитель: "Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (Ltd.) China
Импортер: Представительство ТМ АРМЕД

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов.

(ГОСТ Р 51081-97; ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи _____

Сервисное обслуживание приборов производится в Сервисном центре Армед

Контактный телефон: 995-01-56 _____

Адрес: _____



Инвалидное кресло - туалет

Мод. FS813

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло - туалет предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно - двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.

1. Основные технические характеристики

Габаритные размеры ,мм	750x500x570
Габаритные размеры упаковки (2шт/уп)	380x570x330
Масса нетто, кг	6,5
Масса в упаковке (1шт/уп), кг	7,5
Грузоподъемность, кг	110±1
Высота, мм	650-750
Высота сиденья регулируется через каждые 25 мм.	390 - 490 мм
Глубина сиденья, мм	400
Ширина между поручнями, мм	570

2. Комплект поставки

1. Кресло-туалет	1 шт.
2. Судно с крышкой	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

3. Подготовка кресло - туалета к эксплуатации

Кресло - туалет собирается без использования инструмента.

Сиденье, затем крышка прикрепляются к задней части рамы.

Ведро с крышкой ставятся на дугообразные опоры рамы под сиденьем.

Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-туалета.

Конструкция кресло - туалета позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются).

Подлокотники откидные.

4. Указание мер безопасности

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

Не допускайте контакта кресло - туалета с электрическими приборами и проводами.

При пересадке из инвалидного кресло - коляски убедитесь, что колеса стоят на ручном тормозе.

5. Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло - туалет требует определенного технического ухода.

Рама кресла-туалета изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, облегчает санитарную обработку кресло - туалета.

Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика.

Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.) и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите кресло насухо.

Следует предохранять кресло - туалет от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте кресло - туалет длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении резиновых наконечников на ножках стула необходимо провести их замену.