



## ПАСПОРТ

### ЛАМЕТ Нида-ТС.02 Тумба прикроватная



\*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

## 1. Предназначение

Тумба медицинская (далее - изделие) предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей тумбы.

## 2. Технические характеристики

Изделие состоит из:

- корпуса с четырехколесной опорой, на 2 колесах тормоза-фиксаторы;
- 1 выдвижного ящика с ручкой;
- 1 отделения с дверцей и полкой внутри.

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Габариты тумбы                                             | 450*420*820 мм |
| Диаметр колесных опор изделия                              | 50 мм          |
| Максимальная распределенная нагрузка на столешницу изделия | 20 кг          |

## 3. Описание изделия

- Каркас изделия изготовлен из металлического листа, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин.
- Функциональный конструктив тумбочки состоит из одного выдвижного ящика и одного отделения с закрывающейся дверцей и полкой внутри.
- Ящик установлен на телескопические направляющие полного выдвижения.
- Изделие комплектуется колесными опорами из немаркой резины, обеспечивающими плавное движение изделия и предотвращающими повреждение напольного покрытия.

#### 4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

- Изделие поставляется в собранном виде.
- Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.
- Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
- При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +5°C до + 35°C и относительной влажности 80 % при температуре +25°C.
- Изделие в упаковке должно храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
- Воздух помещения для хранения изделия не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.
- При транспортировке и хранении тумбы при отрицательных температурах, необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания при открывании дверцы и ящика.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.</li><li>• Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами.</li><li>• Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами.</li><li>• Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5. Уход

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.

Поверхность тумбы устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

#### 6. Техническое обслуживание

Наши тумбы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

## 7. Гарантия

Гарантийный срок – \_\_\_\_\_ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

### **Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.

Продавец: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_