



ПАСПОРТ

С-ЕУ-01 Тумба медицинская



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Тумба медицинская (далее - изделие) предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

2. Общая характеристика

Изделие состоит из:

- корпуса с пятиколесной опорой, на 2 колесах тормоза-фиксаторы, 3 без тормозов;
- 2 выдвижных ящиков,
- 1 откидного надкроватного столика.

Ширина/глубина/высота тумбы	630*460*870 мм
Ширина/глубина столешницы тумбы	480*435 мм
Ширина/глубина откидной столешницы надкроватного столика	580*400 мм
Диапазон регулировки по высоте надкроватного столика	1170 мм – 825 мм
Угол поворота откидной столешницы надкроватного столика	360 градусов
Диаметр колесных опор изделия	65 мм
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу изделия	110 кг
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу надкроватного столика	12 кг
Вес изделия	33 кг

3. Описание изделия

- Изделие представляет собой подвижную конструкцию на металлокаркасе с фасадами ящиков из HPL-пластика, топом из HPL или ABS-пластика с выпрессованной отбортовкой и откидным надкроватным столиком, регулируемым по высоте.
- Функциональный конструктив тумбочки состоит из двух снабжённых органайзерами выдвижных ящиков разной глубины.
- Стенки изделия изготовлены из устойчивого к обработке дезинфекционными средствами HPL-пластика.
- Столешница изделия изготовлена из HPL-пластика или ABS-пластика, устойчивого к обработке дезинфекционными средствами.
- Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Откидной надкроватный столик с регулировкой высоты



- С правой стороны изделие оборудовано откидным надкроватным столиком, обладающим функцией регулировки по высоте.
- Столик должен быть вставлен в паз верхней части механизма регулировки его высоты и надёжно в нём зафиксирован для предотвращения несанкционированного падения или поломки.
- Высота откидного столика фиксируется при помощи удобного ползунка в верхней части механизма регулировки высоты столика.
- Ползунок передвигается вперёд и назад (по стрелкам), что обеспечивает интуитивно понятную регулировку высоты для пациента.
- Механизм регулировки высоты – «газ-лифт».

5. Поставка, упаковка, транспортировка, хранение

- Изделие поставляется в собранном виде.
- Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.
- Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
- При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.
- Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Уход

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

7. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации. Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____
