



Подушки MET SOFT, MET FOAM, MET ELITE, MET BAR

Руководство по эксплуатации

1. Основные сведения об изделии

Подушки MET (все вместе далее по тексту – Изделия) изготавливаются в соответствии с ТУ 13.92.24-007-09922741-2018. В целях повышения надежности и долговечности Изделий, прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководство по эксплуатации.

2. Назначение изделия

Подушки MET снижают давление на тело и стабилизируют положение пользователя. Они могут применяться для профилактики пролежней, а так же для обеспечения комфортного положения при сидении, в том числе в кресло-коляске.

Противопоказаний к применению - нет.

Побочных эффектов - нет.

3. Технические характеристики

Название	Описание	Размер, мм
MET SOFT	Основа ПВВ-60 с широкой штрибировкой «шоколадная плитка» - 8 см, верхний слой ППУ-20 - 2 см, внутренний чехол спанбонд, внешний чехол мембранный материал Техмафлекс, П-образная молния с влагозащитным клапаном.	400*430*100
MET FOAM	Основа ПВВ-60 с широкой штрибировкой «шоколадная плитка» - 8 см, верхний слой вискоэластик с вкраплениями охлаждающего геля - 4 см, внутренний чехол спанбонд, внешний чехол мембранный материал Техмафлекс, П-образная молния с влагозащитным клапаном.	400*430*120
MET ELITE	Основа ПВВ - 8 см, верхний слой микромассажная гелевая решётка с термоотводом - 3 см, внутренний чехол спанбонд, внешний чехол мембранный материал Техмафлекс, П-образная молния с влагозащитным клапаном.	370*440*110
MET BAR	Основа LR-50 запоминающая форму вискоэластичная пена, внутренний чехол спанбонд, внешний чехол мембранный материал Техмафлекс, П-образная молния с влагозащитным клапаном.	400*430*50

4. Комплектность

Изделие – 1 шт.;

Паспорт – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.;

5. Условия транспортировки, хранения эксплуатации и утилизации

Транспортирование осуществляется в упаковке в закрытом транспорте (автомобилем, железнодорожном, воздушном или водном), с учётом следующих требований: температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50°С до +50°С. При транспортировании, погрузке и выгрузке изделий должны быть приняты меры по предохранению от повреждения их упаковки и увлажнения продукции. Готовые изделия хранят в упаковке, в помещениях температура окружающей среды в диапазоне от -50° до +50°С. Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред. Изделия должны применяться в целях, установленных руководством по эксплуатации. Изделие, пригодно для эксплуатации при температуре окружающей среды от +40° до - 25° С и номинальной относительной влажности воздуха от 70% (при +15°С) до 100% (при +25° С). В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, изделия подлежат утилизации. Утилизацию изделий проводить как отходы класса А.

6. Рекомендации по уходу

Дезинфекционную обработку и стирку чехлов изделия производить в соответствии с МУ 3.5.736-99 и МУ-287-113-98.

Допускается влажная чистка мягкой салфеткой или щёткой, смоченной в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных и хлорсодержащих материалов. Чехол изделия допускает стирку с применением бытовых моющих средств. Дезинфекцию чехла с использованием химических средств проводят способом погружения в раствор в специальных емкостях из стекла, пластмасс или эмалированных (без повреждения эмали). Для дезинфекции Изделий, не соприкасающихся непосредственно с пациентом, может быть использован способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (способом протирания не рекомендуется применять средства, содержащие альдегиды). Чехлы из синтетических водонепроницаемых тканей с полиуретановой мембраной - подлежат стирке при максимальной температуре 95°С, обычный режим барабанная сушка возможна при максимальной температуре на выходе 60°С; отбеливание запрещено; чехлы не должны подвергаться глажению; сухая химическая чистка запрещена; нельзя выкручивать чехлы при отжиме.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие – 12 месяцев.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

Механические повреждения.

Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____