



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 7733670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810600000002642 в КБ «КРЕДИТИМПЭКС БАНК» (ООО)
г. Москва, к/с: 30101810400000000257 БИК 044579257
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Прикроватный столик

Данная инструкция должна быть использована при первоначальной настройке товара и при последующей эксплуатации. Необходимо прочитать настоящую инструкцию для правильного использования товара. Если настоящий продукт будет использоваться другими людьми, то они также должны быть проинформированы о правильности эксплуатации товара.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!!


Прикроватный столик предназначен для домашнего использования и в качестве инструмента для ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которые прикованы к постели. Прикроватный столик облегчает процесс принятия пищи, в случаях, когда пациент не способен самостоятельно встать с кровати.

Меры предосторожности

- Перед размещением чего-либо на поверхность столика, убедитесь, что столик стоит твердо, и все регулировочные ручки туго затянуты.
- Никогда не нарушайте максимальную грузоподъемность стола! Стол не предназначен для предметов весом более 10 кг.
- Не облокачивайтесь на стол. Стол не предназначен для поддержания веса человеческого тела.
- Соблюдайте осторожность при перемещении стола.
- Не позволяйте детям играть с деталями стола. Необходим тщательный контроль при использовании данного стола вблизи детей и инвалидов.

Список деталей

1. Ножки (2 шт.)
2. Главная рама
3. Внутренняя рама
4. Рама стола
5. Столешница
6. Внутренняя трубка
7. Ручка регулировки высоты
8. Ручка регулировки наклона
9. Шайба
10. Колесики с тормозной системой (4 шт.)




11. Пластиковая торцевая крышка (и)

Рисунок 1

- Пожалуйста, обратитесь к списку деталей на рис. №1.
- Следующие детали приходят в собранном виде: (#4 + #5), (#1 + #10 + #11)

Инструкция по сборке

1. Прикрепите (**#1**) к (**#2**) шестигранными гайками снизу. Убедитесь, что ножки вставлены как показано на наклейке (“А к А”, “В к В”, “С к С”, and “D к D”).
2. Вставьте (**#3**) внутрь (**#2**). Затянуть (**#7**) внутрь (**#2**), как показано на картинке.
3. Вставьте (**#6**) внутрь трубы (**#3**) так, чтобы образовалась цельная труба без зазоров. Установите (**#9**) и закрепите ручкой (**#8**).
4. Вставьте столешницу (**#4**) на трубки, образованные из (**#6**) и (**#3**).
5. Наклоните (**#5**) в нужное для вас положение и надежно затяните (**#8**).
6. Собранный товар вы можете увидеть на рис. 2.



Функциональность товара

1 – Регулировка наклона столика

Для смены угла столешницы необходимо ослабить ручку, отрегулировать уровень наклона и снова затянуть.

2 – Регулировка высоты столика

Для изменения высоты стола, ослабьте ручку, отрегулируйте высоту и снова затяните.

3 – Блокировка колес

Колесики могут быть заблокированы нажатием на рычаг тормоза. Чтобы освободить тормоз, поднимите рычаг вверх.

Рисунок 2

Уход

Протрите чистой влажной тканью и вытрите насухо. Повышенная влажность может повредить деревянную столешницу. Используйте щадящее моющее средство. Не использовать абразивные чистящие средства.

Использованные материалы

Рама – Сталь Столешница – Дерево/ пластиковая отделка Колеса – Сталь/
пластиковое покрытие

Гарантия

На повреждение окраски, при небрежном использовании гарантия не распространяется.

Технические характеристики

Размеры столешницы – 40 x 60см

Вес – 8.5кг

Максимальная нагрузка на стол – 10кг (если стол стоит на плоской поверхности)

Инструменты для сборки в комплект поставки не входят.

Деревянные поверхности могут иметь разный оттенок и насыщенность цвета.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения, самовольное внесение изменение в конструкцию изделия. Также, гарантия не распространяется на повреждение окраски.

Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

Дата продажи:

« _____ » _____ 201__ г.

Печать, подпись

