

Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения
МЕТ МК-120



МЕТ ПОУЛ

Руководство по эксплуатации



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качеств!

1. Наименование медицинского изделия.

Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения MET МК-120

2. Область применения медицинского изделия

Для использования в медицинских учреждениях и в быту

3. Показания к применению и назначение медицинского изделия.

Потенциальные потребители.

- рассеянный склероз;
- церебральный паралич: взрослые и дети;
- частичное повреждение спинного мозга;
- неврологические расстройства;
- пациенты ортопедического профиля;
- протезирование тазобедренного сустава;
- протезирование коленного сустава / ПКС;
- гериатрические пациенты;
- спортивная травма;
- пациенты, нуждающиеся в чувстве безопасности.

Кресло-коляска инвалидное «МЕТ» для реабилитации по ТУ 30.92.20-015-11459109-

2021 (далее по тексту - кресло-коляска или изделие). Кресло-коляска предназначено для передвижения инвалида или ослабленного человека, не способного ходить, сопровождающим.

4. Противопоказания при применении медицинского изделия.

- вес пациента выше 75 кг;
- противопоказания определяются лечащим врачом с учетом состояния пациента, массы тела, способности сохранять положение сидя и риска опрокидывания/травмирования.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

	Чтобы правильно использовать кресло-коляску, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несёт ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока эксплуатации.
	Запрещается использовать кресло-коляску в целях, не прописанных в данном руководстве.

- Если в кресле-коляске обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
- Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите использование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
- Следите за тем, чтобы ремни находились в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов кресла-коляски.
- Следует помнить, что при недостаточном опыте использования кресла-коляски существует вероятность падения. Рекомендуем перед началом активного использования кресла-коляски тренироваться в обращении с ним.
- Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При преодолении подъемов и препятствий наклоняйте тело вперед, смещая тем самым центр тяжести. При эксплуатации кресла-коляски старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

6. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

Производитель несёт ответственность только при использовании коляски в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данным руководством. Производитель не несёт ответственности за повреждение вследствие неоригинальных элементов и запасных частей.

Данное изделие предназначено для людей с полной или частичной утратой способности передвижения, для перемещения самостоятельно или с посторонней помощью.

Кресло-коляска предназначено для перемещения по твёрдым покрытиям, либо в помещении.

Эксплуатация в условиях пересечённой местности влечёт за собой ухудшение технических характеристик изделия.

Хранить в сухом тёплом месте, вне зоны досягаемости детей.

7. Срок службы (годности)

Средний срок службы до списания кресел-колясок – не менее пяти лет. Кресла-коляски являются ремонтпригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления его работоспособности экономически нецелесообразна.

8. Условия хранения и транспортировки

Кресла-коляски должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.

Транспортирование изделий может проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолётов и т.д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия транспортирования кресел-колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°C до плюс 40°C). Транспортирование кресел-колясок в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846.

Условия хранения кресел-колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°C до плюс 40°C, относительная влажность воздуха – 98% при 25°C)

9. Техническое обслуживание

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации Вашего кресла-коляски.

Работоспособность кресла-коляски и, в особенности его тормозов, принципиально должна проверяться каждый раз до его применения. Стопорные гайки рекомендуется использовать не более одного раза. После многократного откручивания-закручивания они подлежат замене. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю с целью их устранения. Это в первую очередь относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение ходовых качеств кресла-коляски или снижение его устойчивости. Помимо этого, мы рекомендуем регулярно проходить ежегодное техническое обслуживание в авторизованном специализированном магазине. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем в указанные интервалы времени.

Частота	Контроль	Комментарий
Перед первой сборкой	Проверка технического состояния всех элементов, входящих в состав упаковки	Убедитесь, что все элементы не имеют видимых механических повреждений
Перед каждой поездкой	Управление колесами и тормозами	Тормоза могут изнашиваться, проверяйте их состояние перед каждым использованием. Проверяйте износ колес и очищайте их от грязи и песка
Каждые две недели	Правильный монтаж крепежных винтов и гаек	Убедитесь, что все гайки и болты затянуты.
Каждые два месяца	Чистота, общее состояние	В случае механического повреждения, немедленно обратитесь к производителю
Раз в месяц	Колесные оси	Оси колес следует поддерживать в рабочем состоянии. Выдавите несколько капель смазки между осью и ступицей и прокрутите колесо.
Раз в месяц	Состояние быстроразъемных, резьбовых и паянных соединений	Обратите внимание на трещины в материале рамы, в местах пайки и на отверстиях, блокирующих штыковые соединения
Раз в месяц	Состояние шин	Убедитесь, что протектор шины не изношен и шины не имеют видимых повреждений

При обнаружении неисправности в работе кресла-коляски следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

ООО «МЕТ»

108811, Россия, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.), д.4, стр. 2, этаж 5, блок Г, тел 8-495-775-75-95

Чистка и дезинфекция

	При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.

Наружные поверхности кресел-колясок не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потёртостей, острых выступающих частей и других дефектов.

Изделие НЕ стерильно!

- Изделие в деталях



1. Ручка для сопровождающего
2. Спинка
3. Подлокотник
4. Поддержка голени
5. Регулируемая подножка

6. Переднее колесо
7. Стояночный тормоз
8. Заднее колесо
9. Сиденье
10. Ремень безопасности

- Порядок сборки
 - нажмите вниз и наружу на боковые стороны сиденья, держа пальцы направленными внутрь;
 - продолжайте нажимать вниз, пока кресло не будет полностью открыто;
 - расположите и зафиксируйте подушки сиденья и спинки;
 - установите и отрегулируйте подножки
- Посадка в инвалидное кресло:
 - убедитесь, что тормоза включены;
 - убедитесь, что подножки сложены или откинuty в сторону;
 - встаньте спиной к креслу и положите руки на подлокотники;
 - опуститесь на сиденье, установите подножки.
- Регулировка подлокотников и подножек

Подлокотники:



- для того, чтобы откинуть подлокотник, нажмите рычаг у основания спереди и откиньте подлокотник назад (поднятие подлокотника облегчает возможность садиться и вставать с кресла-коляски, а для восстановления положения подлокотника необходимо выполнить действия в обратном порядке)



- для регулировки подлокотника по высоте поднимите рычаг сбоку, поднимите подлокотник на нужную высоту, а затем опустите рычаг

Подножки:



- для того, чтобы снять подножки, нажмите рычаг, расположенный на раме, поверните подножку наружу, потяните вверх.

- Стояночный тормоз



Приведите в действие стояночный тормоз (шинный тормоз). Для этого нажмите на рычаг вперед до упора. Теперь кресло-коляска надежно стоит; вы можете пересаживаться или просто припарковаться. Стояночный тормоз отпускается, если потянуть рычаг назад. Во время движения всегда замедляйте движение кресла-коляски с помощью ручных ободьев. Ручные тормоза используются только для парковки и не могут управлять инвалидным креслом на скорости.

- Быстросъемное заднее колесо



- нажмите кнопку посередине колеса
- потяните заднее колесо наружу, чтобы снять его

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием кресла-коляски прочтите инструкцию по руководству и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Задействуйте тормоза при посадке и высадке из кресла-коляски.
2. Прежде чем сесть или сойти с инвалидного кресла, не наступайте на подножки, их необходимо предварительно откинуть, или отодвинуть подножки.
3. Пациенты, которым требуется дополнительная поддержка головы, должны передвигаться на инвалидной коляске только под присмотром опытного сопровождающего.
4. Перенос инвалидного кресла вместе с пользователем недопустим.
5. При проезде инвалидного кресла через дверные проемы и другие проходы убедитесь, что с обеих сторон достаточно места, чтобы избежать травм пользователя и повреждения кресла-коляски.
6. При использовании общественными дорогами соблюдайте правила дорожного движения.
7. Как и в случае с другими транспортными средствами, вы не должны управлять инвалидной коляской в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других лекарств или наркотиков. Это также относится к использованию кресла-коляски в закрытых помещениях.
8. Кресло-коляска не предназначено для транспортировки пациента по лестнице, в качестве носилок или путем затаскивания пользователя. Конструкция кресла-коляски и соединительных элементов не приспособлена к таким большим нагрузкам, если его использовать таким образом, это может привести к ослаблению или повреждению всей несущей конструкции кресла-коляски и возможному несчастному случаю.
9. Кресло-коляска предназначена для использования внутри и вне помещений только на твердых и ровных поверхностях.
10. Недопустимо использование изделия на поверхности, которая не обеспечивает определенную поддержку пользователю, т.е. на обледенелой, мокрой, маслянистой, сильно отшлифованной – это увеличивает риск падения.
11. Кресло-коляску можно использовать только на поверхностях, где все четыре колеса кресла-коляски касаются земли, и контакт достаточен для правильного движения колес.
12. Для преодоления сложных архитектурных барьеров (крутые или длинные подъемы, высокие ступени и т.д.) необходима помощь сопровождающего.
13. Если у пользователя нет достаточного опыта в использовании инвалидной коляски, попросите сопровождающего помочь в преодолении препятствий.
14. Не оставляйте инвалидное кресло-коляску с пользователем в непосредственной близости от открытого огня.
15. Следует помнить, что температура поверхности обивки и элементов рамы может повыситься после воздействия солнца или другого источника тепла, в то время как при низких температурах существует риск очень сильного охлаждения металлических частей кресла-коляски.
16. Кресло-коляску следует переносить, держась за каркас сиденья, никогда не переносите кресло-коляску за подлокотники или подножки.
17. Кресло-коляска предназначено для людей весом до 75 кг.
18. Инвалидное кресло всегда должно легко складываться и раскладываться. В случае возникновения проблем со сборкой еще раз прочитайте инструкцию или обратитесь к производителю.
19. Будьте осторожны при передвижении по наклонным поверхностям.
20. Тормоза не используются для замедления кресла-коляски во время движения, используйте их только для предотвращения нежелательных движений кресла-коляски.
21. Оба тормоза должны быть правильно отрегулированы. Неправильная настройка одного из них приводит к блокировке только одного заднего колеса, на больших склонах может быть причиной трудно контролируемого вращения коляски вокруг заторможенного колеса.
22. Необходимо регулярно проверять давление в шинах. Если давление в шинах слишком низкое, эффективность работы тормозов может значительно снизиться.
23. Поднимая предметы с пола, не тянитесь назад, так как вы можете упасть.
24. Дотягиваясь до предметов, избегайте чрезмерного наклона коляски, так как она может упасть.
25. Не тянитесь к полу спереди, можно выпасть из коляски.
26. Все действия, такие как посадка, высадка, изменение положения пользователя, остановка кресла-коляски, требуют блокировки тормозов колес.
27. Не оставляйте пациента в коляске (даже при задействованных тормозах) на пандусах, рампах и т.д.
28. После сборки колес необходимо проверить, сработала ли блокировка соединительной оси колеса, во время сборки должен быть слышен характерный щелчок защелки, кроме того, нужно сильно потянуть колесо, не нажимая на него.
29. Использование стояночного тормоза во время движения может привести к аварии.
30. После каждой регулировки проверяйте правильность работы тормоза.
31. В случае загрязнения шин маслами, землей, водой или другими средствами эффективность торможения может снизиться.

32. После длительного использования кресла-коляски тормоз может ослабнуть из-за люфта между тормозным рычагом и шиной колеса. Нажмите на тормоз, чтобы колесо не вращалось (проведите проверку правильности регулировки на кресле-коляске с пользователем).
33. Для поддержания эксплуатационных параметров кресла-коляски крайне важно хранить все его детали в надежном месте и соблюдать способ хранения.
34. Хранение кресла-коляски в помещениях с очень высокой влажностью (бани, прачечные и т.д.) или на открытом воздухе, в сочетании с отсутствием гигиены, приведет к быстрой потере эксплуатационных и эстетических свойств кресла-коляски.
35. Недопустимо использовать кресло-коляску, если обнаружены какие-либо видимые или скрытые повреждения, износ деталей кресла-коляски указывает на потенциальный риск несчастного случая (например, износ колес, трещины обивки и т.д.). Все ремонтные работы должны быть доверены квалифицированному персоналу, а в течение гарантийного срока - сервису производителя.
36. В случае, если инвалидная коляска оснащена надувными колесами, не превышайте максимально допустимое давление накачки шин, значение которого указано на шине.
37. При транспортировке (например, в багажнике) не нагружайте на кресло-коляску что-либо, это может повредить конструкцию.
38. Будьте особенно внимательны при складывании кресла-коляски, надевании и снятии подножки, при раскладывании кресла-коляски и движущихся частей, в области тормозов. Невнимательность и неосторожность может привести к защемлению пальцев.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на кресло-коляску – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____