

**BLQ 008 Тележка медицинская
трёхполочная
с широким выдвижным ящиком**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Изделие предназначено для оснащения палат стационара, хирургических и анестезиологических кабинетов для размещения и хранения лекарственных препаратов и медицинских инструментов.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

2. Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров	Примечание
Габаритные размеры, мм: <ul style="list-style-type: none">• ширина• глубина• высота	<div>630</div> <div>470</div> <div>920</div>	Высота указана с учетом колесных опор
Количество ящиков, шт.	1	

3. Описание

3.1. Изделие состоит из основного тумбового элемента открытого типа с выдвижным ящиком, столешницы и основания, центральной полки, контейнеров для отходов, колесных опор.

3.2. Конструкция основного тумбового отделения состоит из каркаса и каркасного заполнения. Каркас тумбового отделения состоит из четырех вертикальных стоек, верхние и нижние торцы которых устанавливаются в основание и столешницу изделия. Каркасные стойки тумбового отделения изготовлены из анодированного алюминиевого сплава высокой прочности, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов. В верхней части каркаса изделия располагается заполнение с трех сторон, кроме фронтальной стороны, образующее короб для установки выдвижного ящика. Заполнение каркаса состоит из профильных реек из прочного устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами ABS пластика. Профильные рейки соединяются между собой общим полотном-основанием.

3.3. Основное тумбовое отделение оснащено 1 выдвижным ящиком, изготовленным из прочного ABS пластика, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами.

3.4. Ящик устанавливается на телескопические направляющие полного выдвижения из прочной оцинкованной стали, оснащен интегрированной ручкой для удобства использования.

3.5. Основное тумбовое отделение оснащено центральной полкой, которая крепится к

вертикальным стойкам изделия.

3.6. Центральная полка изделия изготовлена из прочного ABS пластика.

3.7. Столешница и основание изделия крепятся к верхним и нижним торцам каркасных стоек тумбового отделения, изготовлены из прочного ABS пластика.

3.8. В столешницу изделия интегрированы трехсторонние четырехопорные ограждения – бортики, изготовленные из гнутой трубы из нержавеющей стали.

3.9. Поверхности столешницы, основания и центральной полки обладают специальными углублениями для размещения медицинских инструментов и других расходных материалов, а также медикаментов.

3.10. Изделие оборудовано двумя контейнерами для медицинских отходов, каждый из которых состоит из емкости и откидной крышки, изготовленных из ABS пластика и крепящихся к боковине отделения.

3.11. Изделие установлено на колесные опоры диаметром 100 мм. Колесные опоры – самоориентирующиеся с возможностью поворотной функции на 360°, 2 из них оборудованы автономным тормозным устройством.

3.12. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в собранном виде. Прикрутите колесные опоры и навесьте контейнеры для медицинских отходов на боковину отделения.

4.2. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности.

4.3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.4. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.5. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.6. При транспортировке и хранении изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания замка.



Запрещается:

- Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.
- Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами.
- Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами.
- Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

5. Уход

Наши изделия имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Тумбовый элемент с 1 ящиком и 1 центральной полкой	1 шт.
Контейнер для медицинских отходов	2 шт.
Колесная опора	4 шт.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____