



MET МРК-120

Кресло медицинское многофункциональное для процедур

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества

1. Область применения медицинского изделия.

Изделие предназначено для использования в медицинских учреждениях, в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях.

2. Показания к применению и назначение медицинского изделия.

- проведение осмотра пациента
- проведение процедур
- проведение лечения

Кресло **предназначено** для поддержки и позиционирования пациента в положении сидя или полулежа во время диагностического осмотра, лечения и проведения процедур (в т. ч. хирургических) в различных областях клинической практики.

Технические характеристики

Габаритные размеры в разложенном виде ДхШхВ, мм	1850 x 750 x 550
Максимальная нагрузка, кг	220

*Погрешность параметров составляет не более 5-10%.

3. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

	Чтобы правильно использовать кресло, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом эксплуатации. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.
	Кресло предназначено для использования в закрытых помещениях и в соответствии с условиями эксплуатации. Запрещается использование изделия в целях, не прописанных в данном руководстве.
	Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования.

- Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите пользование кресла и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
- При проведении технического обслуживания или очистки кресло должно быть отключено от электросети.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов изделия.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.
- Производитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкциями.

4. Подготовка к работе.

- Подготовьте рабочее место.
- Освободите кресло от упаковки.
- После пребывания изделия в условиях отрицательных температур распаковку производите после выдержки в помещении при температуре +10...+35°C и относительной влажности, не превышающей 80%, в течение 12 часов.
- Проверьте изделие на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Заблокируйте колеса для безопасности. Во время работы с изделием оно должно быть зафиксировано, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Подключите кабель питания в розетку.
- Мощность, потребляемая от сети не более 230 В-А

5. Управление функциями кресла при помощи пульта управления

Регулировка угла наклона спинной секции (вверх) Регулировка угла наклона ножной секции (вверх) Положение «Кресло»		Регулировка угла наклона спинной секции (вниз) Регулировка угла наклона ножной секции (вниз) Положение «Шок»
--	---	---

*Фото пульта имеет информационный характер, количество функций может меняться в зависимости от комплектации.

6. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Срок службы – не менее 5 лет.

7. Условия хранения и транспортировки.

Кресла транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия хранения - по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

В упаковке предприятия-изготовителя кресла должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности до 70%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие

атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

8. Техническое обслуживание.

Для безопасной эксплуатации изделия мы рекомендуем Вам проводить обслуживание хотя бы 1 раз в год.

Неправильная эксплуатация, уход за изделием и позднее обнаружение дефектов могут повлечь за собой повреждение изделия или травму пациента.

Следуя нашим рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации изделия.

	Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия! Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия
---	--

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

ООО «МЕТ»

108811, Г. МОСКВА, П МОСКОВСКИЙ, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), ДВЛД. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5
БЛОК Г

8-495-775-75-95

9. Чистка и дезинфекция

	При очистке кресла используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
--	---

	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия.
---	---

	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы кресла.
---	--

	После каждого пациента необходимо дезинфицировать изделие во избежание передачи инфекций.
---	--

Перед очисткой кресло должно быть отключено от электросети.

Поверхности медицинского изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

10. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации кресел - 12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения кресел в упакованном виде 12 месяцев.

В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет медицинское изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; гарантийный талон.

Общие положения (рекомендации): текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя или дилеров на территории Российской Федерации.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кресло медицинское многофункциональное для осмотра и процедур по ТУ 32.50.30-003-11459109-2019 производства ООО «МЕТ»

№ Дата изготовления « » 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли
(заполняется «Владельцем»):

.....
.....
.....
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....
.....
.....
.....
.....

4. Выполненные работы

.....
.....
.....
.....

Руководитель
предприятия - «Владелец»

.....
«...». 20 ...г.
М.П.

Руководитель
предприятия – изготовителя

.....
«...». 20 ...г
М.П.

