

**Общество с ограниченной ответственностью
Медицинская Компания «АСК»**

Паспорт

**ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ ВНУТРИКОРПУСНЫЕ
ТПБВ-02-«АСК», ТПБВ-03-«АСК»**

Технические условия

ТУ 5621-002-68690950-2011



г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Тележка предназначена для транспортировки больных в медицинских учреждениях.
- 1.2. Тележка изготовлена из стальных труб, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Ложе изготовлено из металлического листа с полимерно-порошковым покрытием. Устанавливается на четыре самоориентирующихся колеса Ø100 мм, два из которых снабжены тормозами.
- 1.3. Высота регулируется при помощи гидропривода.

2. Основные технические характеристики.

2.1 Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры, мм (не более)			Масса, кг (не более)
высота	ширина	длина	
470-930	740	2050	70

- 2.2. Угол подъема подголовника 45°
- 2.3. Регулируемая высота от 470 до 930мм
- 2.4. Угол наклона ложе в сторону головы 14° (только для ТПБВ-03)
- 2.4. Угол наклона ложе в сторону головы 25° (только для ТПБВ-03)

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Тележка в сборе (с установленными боковыми ограждениями, колесами и гидроприводом)	1
3.2	Матрац с чехлом	1
3.3	Паспорт	1
3.4	Упаковка	1

Внимание! Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Требования безопасности.

Сборку, эксплуатацию и дезинфекцию изделия должны осуществлять лица, внимательно изучившие данную инструкцию и правила эксплуатации.

5. Инструкция по сборке.

Для удобства клиентов тележки ТПБВ-02 и ТПБВ-03 поставляются в собранном виде. Распаковать тележку и матрац, провести санитарную обработку изделия. Санитарная обработка изделия см. раздел 6.5.

6. Условия хранения и эксплуатации.

- 6.1. Транспортирование и хранение изделия должны осуществляться в заводской упаковке согласно ГОСТ 16371-93.
- 6.2. Эксплуатацию изделия производить в отапливаемых помещениях при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности не более 95%.
- 6.4. Не рекомендуется длительное использование изделия вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, а также под воздействием прямых солнечных лучей.
- 6.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора 30-35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. Допускается дезинфекция изделия другими способами согласно ОСТ 42-21-2-85
- 6.6. **ВАЖНО!** В процессе транспортировки при вибрации возможно образование пузырьков воздуха в минеральном масле, которым заполнен гидропривод. В случае их попадания в клапаны насоса гидропривода, гидропривод перестает работать. Обычно это проявляется в том, что шток неравномерно выдвигается и пружинит при нажатии на него рукой.

Для устранения этой неисправности необходимо выполнить следующую последовательность операций:

1. Установить гидропривод без нагрузки и с помощью нажатий на педаль выдвинуть шток на полную длину. При этой операции вертикальная позиция гидропривода (штоком вверх) предпочтительнее.
2. После полного выдвижения штока произвести дополнительно 8-10 нажатий на педаль.
3. Приложить нагрузку к штоку и полностью вдвинуть шток.
4. Повторить операции пп. 1-3.

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.6
- 7.2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 7.3. В течение всего гарантийного срока предприятие-изготовитель несет ответственность за выпускаемую продукцию, а также за свой счет выполняет все работы, связанные с ремонтом или заменой неисправных частей.
- 7.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

8. Адрес изготовителя

603009 , Н. Новгород, ул. Фучика, д.60,
ООО Медицинская Компания «АСК»
Тел./Факс (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

Упаковщик _____

Дата изготовления _____.

Дата ввода в эксплуатацию _____ (заполняется покупателем)