MET KS-350

Кушетка медицинская универсальная модульная для осмотров и процедур

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. **Область применения медицинского изделия.**

Изделие предназначено для использования в лечебных учреждениях, в медицинских учреждениях.

2. **Показания к применению и назначение медицинского изделия.**

Показаниями к осмотру обычно являются симптомы заболевания или болевые ощущения, для проведения массажных, мануальных, кинезиотерапевтических и лечебно-гимнастических процедур.

Передвижной стол с двигателем и питанием от сети, который используется для обычного/малого медицинского осмотра и/или лечения пациента.

3. **Противопоказания при применении медицинского изделия.** Вес пациента выше 210 кг.

4. **Меры предосторожности при применении медицинского изделия.**

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом эксплуатации. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.
	Изделие предназначено для использования в закрытых помещениях и в соответствии с условиями эксплуатации. Запрещается использование изделия в целях, не прописанных в данном руководстве.
	"ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление".
	"ВНИМАНИЕ! " Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

- Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
- Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите пользование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов изделия.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности изделия.

5. Поставка.

Изделие поставляется в собранном виде в индивидуальной упаковке.

6. Подготовка к работе и порядок работы с изделием.

ВНИМАНИЕ! Запрещается располагать под изделием посторонние предметы, они могут быть повреждены при регулировке изделия.

- Перед вводом в эксплуатацию изделия внимательно осмотрите упаковку, распакуйте изделие и сверьте комплектность. Ввод в эксплуатацию изделия осуществляется сервисным инженером производителя или уполномоченной организацией производителя.
- После пребывания изделия в условиях отрицательных температур распаковку производите после выдержки в помещении при температуре +10...+35ºС и относительной влажности, не превышающей 80%, в течение 12 часов.

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте данное руководство.
- После распаковки изделия установите съемные части, при этом крепко фиксируйте, чтобы избежать их падений и повреждений, а также травм пациента.
- Проведите санитарную обработку поверхности изделия.
- Подключите кабель питания в розетку.
- Во время работы с изделием оно должно быть зафиксировано, чтобы минимизировать риск травмы пациента.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: **использование неисправного изделия.**

Производитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкциями. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

После каждого пациента необходимо дезинфицировать изделие во избежание передачи инфекций.

7. Условия хранения и транспортировки.

- Изделия должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.
- Транспортирование изделий осуществляется транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Транспортирование изделий в климатическом исполнении для условий хранения 3 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность 98 %).
- Условия хранения — в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от -50 °С до плюс 40 °С, относительная влажность воздуха — 80 % при 25 °С).

8. Техническое обслуживание.

Для безопасной эксплуатации изделия мы рекомендуем Вам проводить обслуживание хотя бы 1 раз в год.

Неправильная эксплуатация, уход за изделием и позднее обнаружение дефектов могут повлечь за собой повреждение изделия или травму пациента. Следуя

нашим рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации изделия.

	Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия! Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия гарантии!

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:
ООО «МЕТ»
108811, Г. МОСКВА, П МОСКОВСКИЙ, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), ДВЛД. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5 БЛОК Г
8-495-775-75-95

9. Чистка и дезинфекция

	При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.

	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.

	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.

Наружные поверхности изделия не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потертостей, острых выступающих частей и других дефектов. Поверхности изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».
Изделие не стерильно.

10. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения изделий – 5 лет со дня изготовления. В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющий гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет медицинское изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт. В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; гарантийный талон.

Общие положения (рекомендации): текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя или дилеров на территории Российской Федерации.

Запрещается потребителю самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Столы и кушетки медицинские универсальные модульные для осмотров и процедур "МЕТ" по ТУ 32.50.30-019-11459109-2022 в вариантах исполнения с принадлежностями
№ . . . . . Дата изготовления « » ……. 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен . . . . . **(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)**
2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. Заключение предприятия-изготовителя:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4.Выполненные работы

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Руководитель предприятия - «Владелец»	Руководитель предприятия – изготовителя
. . . . . . «. . .». . . . . 20 . . .г. М.П.	. . .. «. . .». . . . . . 20 . . .г М.П.