Кровать медицинская электрическая
с туалетный устройством*

Руководство по эксплуатации

* Внимание! Технические характеристики и фото изделия могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Назначение изделия

Кровать предназначена для использования в стационарах, отделениях паллиативной помощи, реабилитационных центрах, а также для ухода за больными в домашних условиях.

2. Комплект поставки

Каркас - 1 шт
Привод - 4 шт
Ложе стальное - 1 шт
Торцевое ограждение - 2 шт
Боковое ограждение - 2 шт
Пульт управления - 1 шт
Блок управления - 1 шт
Штанга для подтягивания, в составе: - 1 шт
-Штанга - 1 шт
-Ручка - 1 шт
-Ремень - 1 шт
Колеса одинарные- 4 шт
Санитарное устройство электрическое- 1 шт
Судно санитарное- 1 шт
Матрас- 1 шт
Руководство по эксплуатации - 1 шт

Принадлежности

Столик надкроватный - 1 шт
Пакеты для санитарного судна - 10 шт
Ванночка для мытья головы- 1 шт

3. Сборка изделия

3.1. Откройте коробку и вытащите все составные части, кроме самого ложа.
3.2. Используйте болты для фиксации приводов в случае, если они не предустановлены.





3.3. Закрепите боковые колёсные опоры на ложе болтами и гайками

3.4. Подключите кровать к сети и с помощью пульта управления и поднимите головную секцию.

3.5. Установите и закрепите ботами поперечную колесную опору.



3.6. Поставьте колеса на тормоз и вкрутите колеса в соответствующие отверстия.
3.7. Опустите головную секцию и переверните кровать. Аккуратно срежьте все стяжки.
3.8. Вкрутите фурнитуру с торцевые спинки и закрепите спинки на кровати.

3.9. Постелите матрас.
3.10. Установите штангу для подтягивания.

4. Эксплуатация изделия

! Перед первым использованием кровати изучите полностью руководство пользователя. Это поможет Вам избежать травм и повреждения изделия в результате неправильной эксплуатации.

- Перед использованием протрите или продезинфицируйте кровать.
- Каждый раз перед использованием кровати проверяйте ее полную работоспособность.
- Убедитесь, что никакие помехи, такие, как мебель, скошенный потолок, подоконники и т.п., не препятствуют регулировке кровати.
- При использовании дополнительного или вспомогательного оборудования – опорных штанг, ламп для чтения, компрессоров для противопролежневой системы и пр. необходимо удостовериться, что это не приведет к спутыванию кабелей питания.
- Удлинители не должны применяться для подключения внешних электрических компонентов.
- В случае подозрения на повреждения или нарушение функционирования кровати, необходимо отключить ее от сети и произвести проверку.
- Проводите магистральный кабель питания таким образом, чтобы не допускать натягивания, перехлеста, повреждения движущимися частями во время манипуляций с кроватью.
- Пульт, если он не используется, следует уложить таким образом, чтобы избежать его самопроизвольного падения (повесить на крюк); необходимо также удостовериться, что кабель не будет поврежден движущимися частями кровати.
- Необходимо регулярно проводить визуальную проверку состояния сетевого кабеля на наличие механических повреждений (истирание, оголенные провода, изгибы, точки пережатия и т.д.) Такая проверка должна осуществляться, если: кабель подвергается механической нагрузке (когда его переезжает кровать или тележка для перевозки оборудования, в случае изгиба, растяжения или резких рывков при перемещении кровати, подключенной к сети); кровать перемещается перед включением ее в сеть; проверка также должна проводиться пользователем при постоянном использовании.
- Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании





кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния. Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям.

! Перед каждым использованием необходимо убедиться в том, что колеса заблокированы !

! Внимание ! При нахождении больного на кровати запрещается оказывать чрезмерное давление на отрегулированные секции кровати (облокачиваться,

присаживаться, опираться, ставить тяжелые предметы и т.д. и т.п.), это может привести к поломке кровати и травме лежащего на ней. Повреждения вызванные таким образом, не являются гарантийными !

5. Специальные правила безопасности для приводной системы:

- При регулировке кровати необходимо следить за тем, чтобы конечности пациентов, пользователей или других лиц, в особенности детей, не находились под секциями или ложем, поскольку возможен их захват с последующим травмированием.
- При использовании вспомогательного оборудования всегда необходимо проверять следующее: вспомогательное оборудование не создает сдавливающих или срезающих зон, представляющих опасность для пациента при регулировке спинной и бедренной секций.
- Убедитесь, что кабели питания и пульта управления не подвергаются повреждению.
- Перед перемещением кровати убедитесь в том, что кабель питания не будет растянут, придавлен колесом или поврежден каким-либо другим способом. При перемещении кровати кабель должен быть зафиксирован в держателях (кронштейнах).
- Продолжительность операций не должна превышать двух минут. После этого должен быть период покоя длительностью не менее 18 минут (альтернатива: минута активности с последующими 9 минутами покоя и т.д.), несоблюдение может привести к поломке приводов.
- Как и любое электрическое устройство, приводная система кровати может порождать шумы и помехи в работе других электромагнитных устройств. В этом случае следует увеличить расстояние до таких устройств или не использовать одну и ту же розетку электрической сети.
- Избегайте попадания влаги на провода и приводы кровати.

6. Очистка и дезинфекция:

Очистка – это самое важное средство и требование для успешной химической дезинфекции. Когда кровать используется одним и тем же пациентом, рутинная очистка кровати весьма существенна для обеспечения гигиенической обстановки. Дезинфекция ходовой части необходима только в том случае, когда она видимо загрязнена инфекционными или потенциально инфекционными материалами (кровь, стул, гной) или, при инфекционной болезни, по указанию врача. Кровать должна быть протерта и продезинфицирована перед тем, как ее займет новый пациент! Перед очисткой и дезинфекцией необходимо:

- Отсоединить кабель питания и упаковать вилку кабеля таким образом, чтобы исключить попадание воды или водных растворов.
- Убедиться, что все разъемы вставлены полагающим образом.
- Электрические компоненты не должны иметь видимых повреждений. В противном случае проникновение воды или водных растворов может привести к их порче.
- Перед возобновлением пользования кроватью убедиться в отсутствии остаточной влаги просушкой или продувкой кабеля питания.
- Электрические компоненты не должны промываться струей воды или воздухом под давлением; их можно только протирать влажной тканью.
- В случае подозрения на попадание воды на электрические компоненты следует сразу же отключить кабель питания, принять меры к тому, чтобы он не был вновь включен.

Несоблюдение этих правил может привести к порче оборудования и привести к перебоям в работе!

Чистящие и дезинфицирующие агенты.

Чтобы максимально продлить срок службы кровати, следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.

• Рекомендуется протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.

• Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.

• Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

! НЕЛЬЗЯ применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность !

Примечание: дезинфицирующие средства на альдегидной основе имеют преимущество перед другими, поскольку у них широкий спектр воздействия, относительно низкий протеиновый эффект и экологическая безвредность. Главный недостаток таких агентов в том, что они могут оказаться аллергенами и раздражителями. Средства на глюкопротаминовой основе не имеют этих недостатков, и столь же эффективны, однако стоят они относительно дороже. Средства на хлорсодержащей основе приводят к коррозии металлов, синтетических материалов, резины и других материалов во время длительного применения или при слишком высоких концентрациях. Таким образом, такие вещества имеют более высокий так называемый протеиновый эффект, являются раздражителями слизистых оболочек и демонстрируют низкую экологическую совместимость.

7. Техническое обслуживание

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации оценивается от 2 до 8 лет в зависимости от условий и частоты применения.

Многократные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя. В связи с этим при монтаже/демонтаже, появлении скрипов, а также регулярно **каждые 3-6 месяцев необходимо** производить визуальный осмотр изделия на возможное появление повреждений и ослабление конструкции, и производить протяжку всех болтовых соединений и смазку кровати.

	**!Запрещается сильно затягивать крепления электроприводов, они должны свободно вращаться вокруг своей оси!**
	**!Смазка производится только подвижных и шарнирных соединений!**
	**В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации. Необходимо срочно связаться с продавцом либо обратится в сервисную службу!**

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на кровать составляет 12 месяцев, на матрас, входящий в комплект 6 месяцев.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении документов, подтверждающих покупку.

Для обращения по гарантии

QR код для перехода на сайт для заполнения заявки

Или свяжитесь по номеру телефона:

+7(495) 775-75-95, доб. 170

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.

- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

*Изделие является медицинским изделием не подлежит возврату и обмену (Согласно перечню непродовольственных товаров надлежащего качества утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2463)

Получатель:_____

Дата продажи:_____ М.П.

Продавец:_____

При покупке удаленным способом (интернет магазин, маркетплейс и прочее) отметка продавца не требуется, при обращении необходимо указать номер заказа и место покупки.