# Паспорт изделия

**Стол медицинский перевязочный СМПэ-02-«Аском» СМ.02.02**

**1. Назначение и конструкция.**
1.1. Стол предназначен для проведения различных медицинских процедур.
1.2. Каркас стола изготовлен из стальных труб, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Изменение высоты стола производится с помощью электромеханического привода.
1.3. Электромеханический привод подсоединяется к бытовой электросети напряжением 220В и частотой 50Гц., управление приводом осуществляется при помощи пульта управления (ножного или ручного).
1.4 Регулировка подголовника осуществляется при помощи пятиступенчатого механизма Rastomat.
1.6. Регулируемые подлокотники фиксируются при помощи резьбовых фиксаторов.

**2. Основные технические характеристики**.
2.1. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка 250 кг
2.2. Габаритные размеры:

| Габаритные размеры, мм (max) | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Высота от пола | ширина | длина | не более |
| 500-850 | 600 | 2000 | 70 |

**3.Комплект поставки.**

| № п/п | Наименование (размеры, мм) | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Стол перевязочный в сборе | 1 |
| 2 | Колесо Ø 125 | 4 |
| 3 | Комплект крепежа | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
| 5 | Упаковка | 1 |

**4. Меры безопасности**
4.1. Для подключения электропривода стола использовать электросеть напряжением 220В и частотой 50Гц.
4.2. Запрещается использование стола с поврежденным сетевым шнуром
4.3. Запрещается превышать максимально допустимую нагрузку 250кг.
4.4. Не допускать работу электропривода без перерыва более 2мин (перерыв не менее 1 мин.)
4.5. Запрещается использование изделия с видимой негерметичностью гидравлической системы (для столов с гидроприводом).

**5. Условия хранения и эксплуатации.**
5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 50444.
5.2. Для очистки стола пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
5.3. Поверхность изделия устойчива к дезинфекции по МУ 287-113. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной 3% раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора.
5.4. Не допускать работу электропривода без перерыва более 2мин.
5.5. Не реже 1 раза в 6 месяцев производить заполнение шарнирных соединений силиконовой смазкой, а также производить визуальный осмотр изделия на предмет повреждений электромеханического привода и мягких элементов стола.

**6. Гарантийные обязательства.**
6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты производства.
6.2. В течение всего гарантийного срока производитель за свой счет производит ремонт или замену изделия или его отдельных компонентов.
6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

**7. Предприятие производитель:**

ООО МК «АСК»
603147 , Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 60,
Тел./Факс (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

**8. Свидетельство о приемке**

Стол медицинский перевязочный СМПэ-02-«Аском» СМ.02.02
Серийный номер_____
Дата производства:_____
Соответствует ТУ 9452-003-77825900-2011

Упаковщик_____