МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2ММ

Шкаф медицинский металлический, разборный

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ





* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Шкаф предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях для хранения медицинских препаратов, инструментов, документов.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего шкафа

2. Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров	Примечание
Габаритные размеры, мм: • ширина • глубина • высота	 800 400 1720	Высота указана без учета ножек
Количество отделений, шт.	2	верхнее и нижнее отделения закрывается двумя дверками, в каждом съемные полки
Количество дверей, шт.	4	
Количество съемных полок, шт.	4	2 в верхнем отделении 2 в нижнем отделении
Вес изделия, кг	60	

3. Описание

3.1. Шкаф изготовлен в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического листа толщиной 0,8 мм, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин.

3.2. Конструкция изделия состоит из двух равных отделений, закрывающихся двумя дверками. В верхнем отделении 2 съемные полки, в нижнем отделении 2 съемных полки.

3.3. Безопасная распределенная нагрузка на полку – 30 кг.

3.4. Двери шкафа устанавливаются при помощи быстросъемных подпружиненных креплений, изготовленных из прочной оцинкованной стали.

3.5. Оба отделения закрываются при помощи ригельных замков.

3.6. Двойное дно, выполнено в форме поддона, и вставляемого вкладыша

3.7.Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте металлические опоры, с пластиковыми подошвами, предотвращающими повреждение напольного покрытия. Регулируемые опоры позволяют выполнить правильную установку изделия на неровной

поверхности, а также проводить влажную уборку под изделием.

3.8. Поверхность шкафа устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3.9. Шкафы при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в разобранном виде.

4.2. Каждая составляющая изделия упакована в индивидуальную полиэтиленовую упаковку для обеспечения сохранности изделия от царапин при транспортировке.

4.3. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности с последующей обтяжкой короба термоусадочной пленкой.

4.5. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.6. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.7. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.8. При транспортировке и хранении шкафа при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания замков.

	Запрещается: • Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы. • Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами. • Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами. • Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

	Согласно Сан ПИН 2.1.3.2630 – 10, п. 1.4.3 в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность проводятся еженедельные генеральные уборки, во время которых мебель (в том числе шкафы) необходимо отодвигать от стены. Под перестановкой понимается: перемещение изделия на расстояние с полным отрывом опор шкафа от пола. **Не допускается перестановка шкафов путем волочения, т.е. без отрыва опор от пола!**

5. Техническое обслуживание

Наши шкафы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Дно	1 шт.
Крышка	1 шт.
Горизонтальная перегородка	1 шт.
Боковая стенка правая	1 шт.
Боковая стенка левая	1 шт.
Стенка задняя	2 шт.
Дверки	4 шт. (из них 2 с замком)
Полка съемная	4 шт.
Регулируемые опоры	4 шт.
Замок	2 шт.
Ключ	2 на каждый замок
Комплект фурнитуры	1 шт.
Инструкция по сборке с иллюстрациями	1 шт. (в упаковке шкафа)

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____