5. Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-коляска требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья, спинки и подлокотников из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором хлорамина.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Сведения о сертификации

Кресло-коляска с санитарным оснащением для инвалидов «Armed» FS609GC соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2012/11850 действительно с 04.04.2012 г. Срок действия: не ограничен.

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd, «Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай, 5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

Дистрибьютор: ТМ «Армед»
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску с санитарным оснащением для инвалидов FS609GC –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.
На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru

Кресло-коляска для инвалидов «Armed» Мод. FS609GC

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям, имеет санитарное оснащение.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru

1. Основные технические характеристики

Длина в рабочем состоянии, мм_____1710
Ширина в рабочем состоянии, мм_____ 630
Ширина в сложенном состоянии, мм_____340
Высота, мм_____ 870
Ширина сиденья, мм_____ 460
Глубина сиденья, мм_____460
Масса, кг_____ 25,6
Грузоподъемность, кг_____110±1

2. Комплект поставки

1. Кресло-коляска_____1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации_____ 1 шт.
3. Шестигранный гаечный ключ для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья_____ 1 шт.

3. Указание мер безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Перед использованием необходима тренировка при сопровождающем лице на ровной площадке с хорошим обзором.
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- При посадке и высадке с кресла-коляски колеса необходимо поставить на тормоза;
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног;
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 имеется опасность опрокидывания назад;
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

4. Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

Складывание и раскладывание

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Сиденье и судно съемные.

Для складывания кресла-коляски снимите блокировку упоров сиденья, отодвинув фиксирующие пластины под каждом из четырех упоров. Поднимите сиденье с зафиксированной на ней санитарной емкостью. Поднимите подножки вверх. Встаньте сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потяните вверх горизонтальное основание сиденья с противоположной стороны.

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимайте сверху вниз на боковые элементы конструкции, в местах прикрепления сиденья к раме. Установите сиденье с санитарным устройством.

Сиденье

Сиденье выполнено из двух частей: основной и съемной. Наполнитель – полиуретан.

Сиденье имеет четыре упора, которые устанавливаются на горизонтально расположенные части рамы между подлокотников и фиксируются пластинами с обратной стороны. Санитарное устройство устанавливается снизу.

Опоры для ног

Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными ортопедическими опорами с упором для голени. Подножки регулируются по высоте.

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия опор необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть опору в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Регулировка длины подножек производится с применением гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

Для уменьшения высоты подножек (угла подъема) необходимо нажать рычаг фиксатора, расположенный по бокам от подножек, по направлению к низу.

Для увеличения высоты подножек (угла подъема) необходимо нажать рычаг фиксатора, расположенный по бокам от подножек, по направлению к верху, поднимая при этом саму подножку.

г) Тормоза

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса:

Задние колеса из вспененного пенополиуретана, передние колеса литые.

Подлокотники

Подлокотники прямые съемные.

Подголовник

Съемный подголовник снимается и вставляется движением вверх или вниз, вынимая или вставляя соответствующие трубки рамы и подголовника.

Съемный подголовник оснащен мягкой подушкой.

Спинка

Кресло-коляска комплектуется регулируемой спинкой с изменением угла наклона до состояния «лежа». Фиксирование в нужном положении производится с помощью парных рычагов на задней поверхности спинки под рукоятками, нажимая на которые надо одновременно придать спинке необходимое положение.

Рама

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойких материалов (хромированная сталь). Отдельные детали имеют защитно-декоративные лакокрасочные покрытия.

Санитарное оснащение

Санитарная емкость расположена под сиденьем. Перед использованием выньте среднюю часть сиденья. Для обработки емкости ее легко можно выдвинуть и вставить на место по направляющим, стоя сзади кресло-коляски.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru