BLQ 002 (R-Truck 1.0)

Тележка медицинская пластиковая для рентгенкассет

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ





* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Тележка (далее - изделие) предназначена для транспортировки и хранения рентгенкассет в медицинских учреждениях.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

2. Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров	Примечание
Габаритные размеры, мм: • ширина (с боковыми ручками) • ширина (без учета боковых ручек) • глубина • высота	 840 720 393 915	Высота указана с учетом колесных опор
Количество ящиков, шт.	2	

3. Описание

3.1. Изделие состоит из тумбового элемента с двумя выдвижными ящиками и двумя рейлинг-стойками для рентгенкассет, столешницей, основанием и колесными опорами.

3.2. Конструкция тумбового элемента состоит из каркаса и каркасного заполнения. Каркас тумбового отделения состоит из четырех вертикальных стоек, верхние и нижние торцы которых устанавливаются в основание и столешницу изделия. Каркасные стойки, внутренние перегородки, заполнение каркаса, столешница и основание изготовлены из прочного устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами ABS пластика.

3.3. Тумбовое отделение оснащено 2 выдвижными ящиками, изготовленными из прочного устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами ABS пластика.

3.4. Тумбовое отделение оснащено 2 рейлинг-стойками по 25 ложементов для рентген-кассет в каждой. Каждая рейлинг-стойка имеет вертикальную боковую рейку, фиксирующую рентгенкассеты и закрывающуюся на замок. Все ложементы для рентгенкассет имеют нумерацию.

3.5. Столешница отлита таким образом, что с каждой стороны образованы бортики, интегрированные в поверхность столешницы

3.6. На обеих боковых стенках изделия расположены по 2 фиксирующих штыря для установки ручек, используемых для перемещения изделия в помещении.

3.7. Изделие установлено на колесные опоры диаметром 100 мм. Колесные опоры – самоориентирующиеся с возможностью поворотной функции на 360°, 2 из них оборудованы автономным тормозным устройством.

3.8. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в собранном виде.

4.2. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности.

4.3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.4. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.5. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.6. При транспортировке и хранении изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания замка.

	Запрещается: • Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы. • Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами. • Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами. • Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

5. Уход

Изделие имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Тумбовый элемент с 2 ящиками и 2 рейлинг-стойками	1 шт.
Колесная опора	4 шт.
Замок	2 шт.
Ключ	4 шт.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____