ПАСПОРТ

Тележка медицинская BLQ 002



*** Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!**

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.**

1. **Технические характеристики**

Габаритные размеры	Значение параметров	Примечание
Высота от пола до столешницы	100 см	Высота указана с учетом колесных опор
Высота от пола стойки с крючками	161 см	Высота указана с учетом колесных опор
Длина (глубина) столешницы	45 см	
Длина (глубина) изделия по крайним точкам	51 см	
Ширина столешницы	93 см	
Ширина изделия с учетом боковых ручек	112 см	
Диаметр колёс	10 см	
Глубина большого выдвижного ящика	10 см	
Глубина малого выдвижного ящика	5 см	

2. **Предназначение**

Тележка (далее - изделие) с 11 большими и 2 маленькими выдвижными ящиками, предназначена для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

3. **Общая характеристика**

Изделие состоит из:

- корпуса с 2 боковыми ручками;
- четырёхколесной опоры (на 2 колёсах имеются тормоза-фиксаторы);
- 11 больших выдвижных ящиков;
- 2 малых выдвижных ящиков;
- 2 стоек с 14 крючками.

4. **Описание**

Каркас: сталь с порошковой окраской, в основании бамперы из пластика. Изделие установлено на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 100 мм. Тележка оснащена 11 глубокими и 2 мелкими выдвижными ящиками из ABS-пластика, а также двумя рукоятками из нержавеющей стали. В комплекте также имеется стойка из нержавеющей стали с 14 крючками.

5. Упаковка, транспортировка, хранение

Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.
Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.
Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +35˚С при верхнем значении относительной влажности 80% и температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Уход

Наши изделия имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.
Благодаря имеющемуся на изделиях порошковому покрытию, они считаются более защищенными от внешних воздействий и, следовательно, неприхотливыми в уходе.
Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой. Категорически не следует чистить поверхность изделия с помощью твердых приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластика или металла).
Обратите внимание: не допускается контакт с такими материалами как цементный раствор, алебастр, побелка, краска, герметики, монтажная пена и т.п.

7. Сборка

Изделие поставляется в собранном виде: каркас изделия является цельным, в него уже вставлены выдвижные ящики.
Пользователю необходимо самостоятельно установить колёса и стойку с крючками, которая фиксируется с помощью закручивающихся барашков.

8. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____

м.п.

Продавец: _____

_____