ortonica
Life in motion



Инструкция по эксплуатации*

Подушка противопролежневая Comfort

Содержание

1. Назначение.....1
1.1. Варианты исполнения.....1
1.2. Комплектация.....1
1.3. Показания к применению.....2
1.4. Принцип действия.....2
1.5. Чехол.....3
2. Ремонт.....3
3. Хранение.....4
Гарантия.....5

1. Назначение

Ортопедическое приспособление - подушка Comfort предназначена для предотвращения или коррекции телесных деформаций. Для точного и правильного позиционирования предусмотрена индивидуальная регулировка.
Рекомендуется пациентам с пониженным мышечным тонусом, сколиозом, а также людям, проводящим длительное время в положении "сидя".

1.1 Варианты исполнения

Вариант исполнения	Конструкция	Размеры, см (ДхШхВ) ± 1 см	Вес не более, кг	Максимальная нагрузка, кг
C420	ЭВА пена, надувная секция	38 x 38 x 4,5	0,67	100
C440	ЭВА пена, надувная секция	42 x 42 x 5	0,79	110
C460	ЭВА пена, надувная секция	46 x 41 x 5	0,78	110

1.2 Комплектация

- Подушка Ortonica Comfort - 1шт.
- Ручной насос Ortonica Hand Pump - 1шт.
- Чехол для подушки - 1шт.
- Руководство по эксплуатации - 1шт.

1.3 Показания к применению

- Для людей, испытывающих неудобство во время сидения.
- Для пользователей инвалидных кресел.
- Для всех, кто должен длительное количество времени проводить в сидячем положении (например, во время реабилитации, после несчастного случая или болезни, пожилые люди и т.д.).
- Для людей, предрасположенных к появлению пролежней.
- Для людей, которым необходимо корректировать положение таза.

1.4 Принцип действия:

- Позволяет корректировать и сохранять оптимальное положение тела
- Улучшает контроль за осанкой
- Подходит для профилактики пролежней

ВНИМАНИЕ!

- Храните подушку вдалеке от острых предметов.
- Избегайте попадания на подушку огня и прямых солнечных лучей.
- Защищайте подушку от горящих предметов.
- Не превышайте лимит по грузоподъемности подушки, 130 кг.
- Не используйте по истечению максимального срока пользования (5 лет).
- Не используйте поврежденную подушку.
- Перед тем, как сесть на подушку, убедитесь, что на ней нет посторонних предметов.
- Подушка должна быть использована индивидуально.

1.5 Чехол

1 . Стирайте в стиральной машине (или вручную) в холодной воде с добавлением стирального порошка или жидкого моющего средства; затем прополощите холодной водой и просушите на воздухе.

2. Не подвергайте чехол тепловой обработке, не пользуйтесь отбеливателем и не гладьте.

2. Ремонт

В случае прокола:

1. Найдите место прокола.
2. Сдуйте подушку.
3. Возьмите наждачную бумагу и затрите поврежденный участок, пока он не станет гладким.
4. Нанесите слой резинового клея на поврежденную зону и на заплатку.
5. Подождите 30 минут, надавите на место с заплаткой, оно должно уплотниться.
6. Подождите еще 30 минут, убедитесь, что область с заплаткой полностью просохла перед накачиванием воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Если подушка случайно прокололась и диаметр поврежденной зоны не превышает 1 см, используйте ремонтную заплатку, прилагаемую к подушке, чтобы предотвратить увеличение области повреждения;
Если диаметр поврежденной области превышает 1 см, не используйте подушку.

3. Хранение

1. Храните подушку в сухом месте.
2. Диапазон температуры для хранения: 0-40°C.
3. Диапазон влажности воздуха для хранения: 10-90%RH.
4. Возможно расхождение на 10% от указанных величин.

Гарантия

1. Гарантийный срок на подушку составляет 2 года.
2. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи товара потребителю.
3. Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
4. Гарантия не распространяется на изделие в том случае, если повреждение нанесено в результате неправильного использования или повреждения острым предметом.
5. Гарантия действительна только при использовании изделия в соответствии с инструкцией.
6. Срок службы изделия 5 лет. При использовании подушки больше срока службы возможна деформация изделия и снижение функциональных свойств подушки.
7. Эксплуатация, согласно инструкции, обеспечит максимально эффективное использование подушки Ortonica Comfort.

Производитель:
Xiamen Senyang Co., Ltd., 4-5 Floor, Xingbei Industry No. 95-99, West 2 Road, Jiu Tianhu, Xinglin Xiamen, 361000 Fujian, China.

Импортер в России: ООО «Медрус».
Адрес : 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т, 11.
Тел: +7 (473) 300-31-91.

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону:
8-800-500-14-14
По почте: service@ortonica.ru



8-800-500-14-14
ortonica.ru