MET STANDART 1

Матрас для функциональной кровати в непромокаемом чехле



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Предназначение

Матрас для функциональной кровати (далее – изделие) предназначен для обеспечения комфортного расположения пациента на кровати.

⚠	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте паспорт изделия перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.

⚠	Не допускается использование изделия без простыни – это может привести к раздражению кожи.

2. Технические характеристики

Длина, см	195
Ширина, см	84
Высота, см	8
Материал наполнителя	пенополиуретан вторичного вспенивания
Материал съемного чехла	трехслойная мембранная медицинская ткань
Вес изделия	7 кг

*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

3. Описание изделия

3.1. Изделие состоит наполнителя и съемного чехла.

3.2. Наполнитель матраца должен быть изготовлен из пенополиуретана вторичного вспенивания средней плотности (57 – 62 кг/м3).

3.3. Съемный чехол изготовлен из трехслойной мембранной медицинской ткани плотностью не менее 125

г/м2.с противопожарными, антибактериальными паропроницаемыми (дышащими) свойствами. Первый слой изготовлен из ворсистого противоскользящего покрытия, предотвращающего скольжение ткани, второй слой изготовлен из ткани – полиэстера, третий слой изготовлен из полиуретановой мембраны.

3.4. Чехол изделия оснащен потайной Г-образной термостойкой влагонепроницаемой молнией, располагающейся по длинной и короткой стороне матраца, которая делает изделие полностью герметичным.

4. Уход за изделием

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, соблюдайте следующие рекомендации.

- Избегайте контактов изделия с колюще-режущими предметами во избежание проколов.
- Регулярно производите гигиеническую обработку изделия мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- При очистке изделия используйте только безопасные для кожи обеззараживающие средства.
- Запрещается стирать матрас в стиральных машинах всех типов.

5. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____