MET WELLE

Матрас для функциональной кровати в непромокаемом чехле



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Предназначение

Матрас для функциональной кровати (далее – изделие) предназначен для обеспечения комфортного расположения пациента на кровати.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте паспорт изделия перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.

	Не допускается использование изделия без простыни – это может привести к раздражению кожи.

2. Технические характеристики

Длина, мм	2000
Ширина, мм	900
Высота, мм	170
Материал наполнителя	пенополиуретан и пенополиуретан вторичного вспенивания
Материал съемного чехла	Tehmaflex

*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

3. Описание изделия

3.1. Изделие состоит из наполнителя и съемного чехла.

3.2. MET WELLE состоит из четырех слоев. Верхний слой с выемками в форме “шоколадной плитки” обеспечивает циркуляцию воздуха и решает проблему излишнего потоотделения. Второй слой поделен в соответствии с анатомией человека на несколько зон с пеной различной степени плотности. Третий слой матраса играет роль “несущего каркаса”. Основание матраса имеет форму волны, повторяя анатомию тела, нижняя часть которого имеет поперечные штробы, которые позволяют матрасу гнуться.

3.3. Съемный чехол изготовлен из мембранной медицинской ткани с антибактериальными

паропроницаемыми (дышащими) свойствами.

3.4. Чехол изделия оснащен потайной Г-образной термостойкой влагонепроницаемой молнией, располагающейся по длинной и короткой стороне матраца, которая делает изделие полностью герметичным.

4. Уход за изделием

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, соблюдайте следующие рекомендации.

- Избегайте контактов изделия с колюще-режущими предметами во избежание проколов.
- Регулярно производите гигиеническую обработку изделия мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- При очистке изделия используйте только безопасные для кожи обеззараживающие средства.
- Запрещается стирать матрас в стиральных машинах всех типов.

5. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____