ООО «Медтехника МОСКВА»
125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
http://www.med-mos.ru e-mail:info@med-mos.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кровати функциональные медицинские механические
производства Хэбэй Байцян Медикал Егуипмент Мануфактуринг Со.,ЛТД, Китай

Номер партии 032017050302-9/17

Назначение изделия.

Кровати функциональные медицинские электрические являются новой продукцией, разработанной нашими старшими научными сотрудниками и основанными на опыте ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и удобство использования в отделениях больниц, поликлиник и в домашних условиях. В зависимости от конструкции, кровати делятся от трех, четырех и более секций на ложементе. Также, некоторые модели кроватей имеют функции подъема спинной и ножной секции, кардиокресло, «Тренделенбург», «Анти-Тренделенбург», регулировка по высоте и «автоконтур». А также функцией CPR (сердечно-легочная реанимация) и аккумулятор (для регионов с периодическими сбоями в электроснабжении).

1. Принцип конструкции:

Рама изделия: нижняя и несущая средняя выполнена из стального профиля и покрыта ударопрочной эпоксидной эмалью.

Изголовья и изножья кровати легкосъемные, могут быть выполнены как из пластика со стальной трубой, так из ЛДСП и массива бука. (**Внимание!** Оттенки цветов из массива бука изголовий/изножий могут несколько отличаться).

Большинство кроватей оборудовано механическим туалетным устройством, в некоторых моделях эта функция доступна в электрическом исполнении.

Колеса выполнены из полиуретана, Ø 125мм, с индивидуальными тормозами или центральным тормозом. Каждое колесо является самоориентирующимся, с возможностью поворота на 360º.

Ниже приведены общие характеристики изделий:

ГОСТы	
Соответствие требованиям национальных стандартов	ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4). ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.38-99.
Обозначение знака соответствия при сертификации	ГОСТ Р 50460-92
Транспортная маркировка грузовых мест	ГОСТ 14192-96.
Транспортировка	Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69
Упаковка	ГОСТ Р 50444-92
Условия хранения	Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69
Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях	2А по ГОСТ Р 51609-2000

- Тип и номинал предохранителя: 250V 1.5A
- Мощность: 220V 50HZ
- Входная мощность: ≤260VA
- Класс защищенности: IPX4

2. Сборка и эксплуатация

(1) Сборка

Откройте коробку и снимите упаковку. Переверните ложемент и установите ножки с колесами. Установите кровать на ножки, поставьте колеса на тормоз и установите изголовье и изножье. Если это предусмотрено комплектацией, вставьте раму для подтягивания и инфузионную стойку в соответствующие отверстия. Установите боковые ограждения.

Подключите пульт управления к специальному разъему в основании изделия, вставьте вилку в розетку. Пульт оснащён легкими в эксплуатации пиктограммами.

Перед использованием обработайте поверхность изделия дезинфицирующим раствором или влажной тряпкой. Убедитесь, что все соединительные элементы надежно закреплены. Кровать готова к работе.

Согласно инструкции пользователи могут осуществлять сборку самостоятельно, но изготовитель настоятельно рекомендует доверить сборку квалифицированным специалистам.

(2) Экстренное отключение:

Если изделие перестало функционировать, и персонал не может осуществлять контроль при помощи блока управления, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.

3. Электрический компрессор для надувного матраса*

(1) Технические данные

Допустимое напряжение：AC 220-240В 50-60 Гц

Потребляемая мощность: не менее 20Ватт

Максимальная нагрузка: не более 150кг

(2) Использование:

Перед началом работы с компрессором, пожалуйста, прочтите инструкцию:

- Убедитесь, что на месте эксплуатации матраса отсутствуют выступающие острые предметы.
- Подсоедините шланг подачи воздуха к компрессору с одной стороны, и клапану матраса с другой
- Выставите регулятор подачи воздуха в максимальное положение и нажмите кнопку«On».Лампочка индикатора загорится и компрессор начнет работать.
- Регулятором подачи воздуха отрегулируйте жёсткость матраса до оптимальной для больного.
- Компрессор должен эксплуатироваться и храниться в сухом и чистом помещении, защищенным от пыли и влаги.

*поставляется опционально

!Внимание:

1. В процессе эксплуатации изделия не допускается электромагнитное воздействие других устройств.
2. Прекратить эксплуатацию, если возникнут посторонние звуки в процессе работы.
3. Изделие выдерживает без деформации распределенную вертикальную нагрузку в виде массы в соответствии с таблицей технических характеристик.
4. Не допускается натягивания, перехлеста и спутывание силового кабеля, а также использование удлинителя.
5. Пульт, если он не используется, следует уложить таким образом, чтобы избежать его самопроизвольного падения.
6. Не используйте боковые ограждения в качестве опоры (максимально допустимое усилие по вертикали и по горизонтали не более 15кг)
7. Выдвижение площадки под судно производите в соответствии с размерами судна, которым укомплектована кровать.
8. Не оставлять детей без присмотра рядом с работающим изделием.
9. Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.
10. Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия, на наличие видимых дефектов и неисправностей.
11. Утилизировать упаковку необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.
12. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРОВАТИ С ПОМОЩЬЮ БОКОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменить конструкцию, технические

характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

4. Обслуживание и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год. Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять каждые 6 месяцев.
2. Если возникли сбои в электропитании, выньте вилку из розетки и поместите изделие в прохладное и сухое место.
3. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.
2. Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
3. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.
4. Запрещается использование изделия с признаками неисправностей!

5. Транспортировка и хранение

Изделие должно храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах

6. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.,
- пульт управления – 1 шт.,
- боковые ограждения – 1шт.,
- изголовье/изножье – 1 пара,
- рама для подтягивания – 1шт.,
- инфузионная стойка – 1шт,
- прикроватный (кроватный) или обеденный столик*.,
- полка*,
- прикроватная тумбочка*,
- матрас*
- надувной матрас*
- туалетное судно*
- ванночка для мытья головы*

*опционально, поставляется в зависимости от пожеланий заказчика.

!Внимание

Инструменты для сборки в комплект поставки не входят
При измерениях существует допустимая погрешность (5%)

7. Технические характеристики

Артикул Модель	Кол-во секций	Кол-во функций	Ложемент, мм	Углы наклона секций, °/ Тип регулировки				Высота (от…до), мм	Вес, кг	Нагрузка, кг	Комп-ция*
				Спинная Тазобедренная Икроножная	Тренделенбург Анти-Тренделенбург	Автоконтур	Кардио кресло				
YG-3(MM-92)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрич. От 0 до 28 /электрич	-	-	+	500	112	135	Д/4К/ПУ/ ТЭ/К/Б
YG-3(MM-092H)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрич.	-	-	+	500	177	135	Л/4К/ПУ/

				От 0 до 28 /электрич							ТЭ/ВМ/К/Б
YG-3(ММ-092ПН)	6	3	2100*960	От 0 до 75 /электрич. От 0 до 28 /электрич	-	-	+	500	112	165	Л/4К/ПУ/ ТЭ/К/Б/Вм/НМ
DB-11A (ММ-21)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрический От 0 до 21 /электрический	-	-	Да	490	96	135	Д/4К/ПУ/ ТМ/М/К/ВМ
DB-11A (ММ-121Н)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрический От 0 до 21 /электрический	-	-	Да	490	105	135	Л/4К/ПУ/ ТЭ/ВМ/К/М/Б/ Кк
DB-11A (ММ-021ПН)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрический От 0 до 21 /электрический	-	-	Да	490	100	165	Л/4К/ПУ/ТЭ/Вм/К/НМ/Б/Кк/ По
DB-7 (ММ-77Н)	3	4	1980*920	От 0 до 83/электрический От 0 до 52 /электрический От 0 до 31 /электрический От 0 до 20 /растомат	-	-	-	500	69,5	165	ABS/4К/ПУ/Р/ По/К
DB-7 (ММ-077Н)	3	4	1980*920	От 0 до 83/электрический От 0 до 52 /электрический От 0 до 31 /электрический От 0 до 20 /растомат	-	-	-	500	79,2	165	Л/4К/ПУ/Р/По /К
DB-6 (ММ-66АН)	5	3	2025(2250) *885	От 0 до 85 /электрический От 0 до 53 /электрический От 0 до 20 /растомат	-	-	-	320-720	98,2	165	ABS/4К/ПУ/Р/ По/К/Ак/У
DB-6 (ММ-066АН)	5	3	2025(2250) *885	От 0 до 85 /электрический От 0 до 53 /электрический От 0 до 20 /растомат	-	-	-	320-720	107,9	165	Л/4К/ПУ/Р/По /К/Ак/У
DB-3(ММ-79Н)	6	4	2300/2470* 900	От 0 до 80/электрический От 0 до 45 /электрический От 0 до 25 /растомат	+	+	-	400-750	135	180	ЦТ/ABS/ПУ/Р/ А/CPR/У/Ак

***** ЦТ – центральный тормоз, 4К – тормоз на каждое колесо, А - «Автоконтур», ABS - пластик, Л - ЛДСП, Д - массив бука, М - матрас, НМ - надувной матрас, ПУ – пульт управления, ТМ - туалетное устройство механическое, ТЭ - туалетное устройство электрическое, Р - растомат, CPR – сердечно- лёгочная реанимация, П – пэйджер, Ак - аккумулятор, По - полка для одежды, К - Кроватный столик, ВМ - ванночка для мытья головы, Б - боковое переворачивание, Кк – кардиокресло, У – удлинение ложемента.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО»Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: « » 20 г.

Генеральный директор В.В. Катая
ООО «Медтехника Москва»