MET KS-150

Стол медицинский универсальный модульный для осмотров и процедур

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества

1. Область применения медицинского изделия.

Изделие предназначено для проведения различных видов массажа, мануальной терапии, медицинских и косметологических процедур.

2. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

	Чтобы правильно использовать стол, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом эксплуатации. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.

	Стол предназначен для использования в закрытых помещениях и в соответствии с условиями эксплуатации. Запрещается использование изделия в целях, не прописанных в данном руководстве.

	Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования.

- Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите пользование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
- При проведении технического обслуживания или очистки стол должен быть отключен от электросети.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов изделия.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

- Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.
- В процессе эксплуатации старайтесь ограничить попадание масел и других косметологических средств на поверхность стола – это продлит срок службы кожзаменителя. Старайтесь использовать специальные полотенца и простыни.
- Производитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкциями.

3. Подготовка к работе.

- Подготовьте рабочее место.
- Освободите стол от упаковки.
- После пребывания изделия в условиях отрицательных температур распаковку производите после выдержки в помещении при температуре +10...+35ºС и относительной влажности, не превышающей 80%, в течение 12 часов.
- Проверьте изделие на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Подключите кабель питания в розетку.
- Мощность, потребляемая от сети не более 230 В-А

4. Управление функциями стола при помощи пульта управления и педалей

Регулировка угла наклона спинной секции (вверх)		Регулировка угла наклона спинной секции (вниз)

Регулировка угла наклона спинной секции (вверх)		Регулировка угла наклона спинной секции (вниз)

*Фото пульта и педалей имеет информационный характер, количество функций может меняться в зависимости от комплектации.

5. Срок службы (годности).

Срок службы – **не менее** 5 лет.

6. Условия хранения и транспортировки.

Столы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия хранения - по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

В упаковке предприятия-изготовителя столы должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +35 ºС и относительной влажности до 70%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7. Техническое обслуживание.

Для безопасной эксплуатации изделия мы рекомендуем Вам проводить обслуживание хотя бы 1 раз в год.

Неправильная эксплуатация, уход за изделием и позднее обнаружение дефектов могут повлечь за собой повреждение изделия или травму пациента.

Следуя нашим рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации изделия.

	Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия! Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:
ООО «МЕТ»
108811, Г. МОСКВА, П МОСКОВСКИЙ, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), ДВЛД. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5 БЛОК Г
8-495-775-75-95

8. Чистка и дезинфекция

	При очистке стола используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.

	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия.

	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы кресла.

	После каждого пациента необходимо дезинфицировать изделие во избежание передачи инфекций.

Перед очисткой стол должен быть отключен от электросети.
Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации столов - 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения столов в упакованном виде 12 месяцев.

В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет медицинское изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; гарантийный талон.

Общие положения (рекомендации): текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя или дилеров на территории Российской Федерации.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский универсальный модульный для осмотров и процедур производства ООО «МЕТ»

№ . . . . . Дата изготовления « » ……. 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен . . . . . .
(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. Заключение предприятия-изготовителя:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4.Выполненные работы

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Руководитель
предприятия - «Владелец»

……. . . . . .
«. . .». . . . . 20 . . .г.
М.П.

Руководитель
предприятия – изготовителя

. . ..
«. . .». . . . . . 20 . . .г
М.П.