8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____

Кресло с санитарным оснащением

MET BASTI

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Внимание!
** Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!*
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.*

Кресло с санитарным оснащением MET BASTI предназначено для людей, которые не могут самостоятельно добраться до туалета, а также для тех, кому сложно стоять во время посещения душа.

Сопровождающее лицо может приводить кресло-туалет для инвалидов MET BASTI в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток.

Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики.

1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-туалета MET BASTI противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потере функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-туалета.
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на кресло-туалет повышается опасность опрокидывания.
- При посадке и высадке с кресла-туалета для инвалидов MET BASTI колеса необходимо поставить на тормоза.
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног.
- При наклоне кресла-туалета на угол более 10 градусов имеется опасность опрокидывания назад.
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

4. Эксплуатация кресла-туалета

Посадка и высадка спереди:

- Поставьте кресло на стояночный тормоз.
- Отведите в сторону подножки для ног.
- При помощи сопровождающего лица переместите пациента.
- Верните обратно подножки и поставьте на них ноги.
- Пристегните ремень безопасности

Использование туалетного устройства:

- Поставьте кресло-туалет на стояночный тормоз колес.
- Вытащите вперед среднюю часть сиденья между ног.
- Используйте туалет по назначению.
- Верните обратно среднюю часть сиденья.
- Достаньте туалетное судно и утилизируйте содержимое.
- Верните обратно туалетное судно.

5. Транспортировка:

- Нельзя использовать в качестве сиденья в автомобиле.

6. Рекомендации по уходу:

- Спинки, подлокотники и туалетное устройство необходимо чистить теплой водой с мягкими моющими средствами.
- Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

7. Технические характеристики

Ширина сиденья, см	45
Общая ширина, см	57
Глубина сиденья, см	44
Вес, кг	14
Грузоподъемность, кг	180