Производитель: «Чжуншань А энд Джей Медикал Эквипмент Ко.Лтд».,Китай
Импортер: ООО «Реамед»
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3369 от 07.12.2015 года.

Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет: ООО «Реамед»
Адрес: 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11
Тел: 8 (800) 707-44-52

Гарантийный талон

Наименование изделия:
Коляска инвалидная с электроприводом **Ortonica Pulse 620**

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев
Дата продажи_____
Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед",
Контактный телефон: 8 (800) 707-44-52
Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11

8-800-500-14-14
vk.com/ortonica
ortonica.ru
@ortonica

ortonica
Life in motion

Коляска инвалидная с электроприводом
Ortonica Pulse 620



Паспорт изделия

Назначение

Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 620 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.

Конструкция

- Откидные подлокотники
- Ручка для сопровождающего лица
- Многофункциональный джойстик
- Складная опора для ног
- Антиопрокидыватели на колёсной опоре
- Удобная сумка на молнии для хранения вещей
- Компактна в сложенном виде
- Амортизаторы передних колёс

Технические характеристики

Грузоподъемность	120 кг
Тип аккумулятора	литиевый
Мощность двигателя	2*200 W
Емкость аккумулятора	2*12 Ah
Материал рамы	алюминий
Ремни безопасности	Да
Тип привода	электрический
Тип тормоза	Электромагнитный
Тип колес	Литые/ пневматические
Ширина сиденья (вариант исполнения)	450 мм
Вес (вариант исполнения)	25,7 кг

Комплект поставки

Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 620 – 1шт.
Паспорт – 1шт.

Меры безопасности

Категорически запрещена эксплуатация кресла коляски без антиопрокидывателей. При пересаживании следует заранее поднять подлокотник.

Сопровождающие лица должны удерживать инвалидную коляску только за ручки для сопровождающего лица. При эксплуатации коляски старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски. Запрещается передвигаться на коляске с электрическим приводом в дождливую погоду.

Перед посадкой в коляску убедитесь в том, что давление в шинах правильное. Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности покрышек.

Подготовка к эксплуатации

- Коляска поставляется в сложенном виде. Для того чтобы разложить коляску необходимо взяться за спинку и опору для стоп и потянуть в противоположные стороны.
- Установите аккумуляторы в боксы под сиденьем.
- Соедините кабель контроллера с кабелем блока управления
- Подключите контроллер и электромоторы к блоку управления
- Проверьте давление в шинах
- Для начала движения, включите на джойстике кнопку «ON» и наклоните его вперед.

Уход и обслуживание

- Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи.
- Металлические поверхности протирать насухо.
- Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
- Один раз в месяц необходимо произвести:
  - проверку исправности тормозных механизмов;
  - проверку затяжки резьбовых соединений;
  - проверку давления в шинах колес.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;

- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;