MET RN-500

Перекладыватель-перекатыватель для лежачих больных



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Предназначение

Скользящий жёсткий перекладыватель-перекатыватель (далее – изделие) предназначен для перемещения лежачих больных.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте паспорт изделия перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.

2. Технические характеристики

Длина, см	170
Ширина, см	47
Материал наполнителя	полиэстер

*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

3. Описание изделия

3.1. Изделие состоит наполнителя и съемного чехла.
3.2. Наполнитель перекладывателя изготовлен из полиэстера. Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами.
3.3. Съемный чехол для хранения в комплекте.

4. Уход за изделием

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, соблюдайте следующие рекомендации.

- Избегайте контактов изделия с колюще-режущими предметами во избежание проколов.
- Регулярно производите гигиеническую обработку изделия мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- При очистке изделия используйте только безопасные для кожи обеззараживающие средства.

- Запрещается стирать матрас в стиральных машинах всех типов.

5. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____