АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!



Комплект для мытья головы «Armed»: ванна надувная, емкость для воды, защитный фартук

www.armed.ru

Перед использованием внимательно проверьте все части на предмет наличия трещин и разрывов!

ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект для мытья головы «Armed»: ванна надувная, емкость для воды, защитный фартук (далее по Руководству - комплект) предназначен для упрощения работы человека, ухаживающего за лежачим или пожилым человеком. Надувная ванночка позволяет не только помыть голову при этом, не намочив постельное белье и остальные части тела, но и снимает нагрузку с плеч пользователя, при этом удобно фиксирует голову.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием убедитесь в устойчивом горизонтальном положении комплекта.

Не допускайте контакта комплекта с электрическими приборами и проводами, кроме того, убедитесь в отсутствии рядом острых, колющих и т.д. предметов, способных нарушить герметичность.

Во избежание сдутия перед эксплуатацией убедитесь в том, что фиксирующий клапан плотно закрыт.

Не переполняйте ванночку во избежание расплескивания или выливания воды.

ОПИСАНИЕ

1. Ванна для мытья головы
2. Защитный фартук
3. Емкость для воды
4. Подстилка



Комплект изготовлен из прорезиненного материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры ванны (± 5%) (ДхШхВ), мм	600 x 600 x 150
Масса (нетто/брутто) (± 5%), мм	0,6/1,1
Габариты упаковки (± 5%) (ДхШхВ), мм	280x85x180

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Надуйте ванночку ртом или с помощью насоса (не включен в комплект).

2. Подложите ванночку под голову пациента вырезом к шее.

3. Положите сливной шланг (не включен в комплект) в водонепроницаемый слив. Слив должен находиться ниже, чем ванночка.

4. Налейте в емкость воду и расположите ее выше головы. Откройте кран на шланге.

5. Помойте и сполосните волосы водой. При необходимости периодически сливайте воду.

6. Помойте и высушите ванночку после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не используйте растворители (ацетон и т. п.) и абразивные средства.

2. После санитарной обработки вытрите ванночку и ее части насухо. На несколько часов оставьте ванночку надутой до полного высыхания, после чего можно сложить и убрать приспособление.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Комплект в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

3. Комплект транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4. Транспортировка и хранение комплекта без упаковки завода изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения комплекта, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Комплект не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация кокмплекта осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ванна для мытья головы _____ 1 шт.

2. Защитный фартук _____ 1 шт.

3. Емкость для воды _____ 1 шт.

4. Подстилка _____ 1 шт.

5. Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции комплекта, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Комплект для мытья головы из полимерных материлов: ванна надувная, емкость для воды, защитный фартук т.м. «Armed» соответствует нормативно-технической документации.

Изготовитель: Hygeia Medical (Suzhou) Co., Ltd.

Xingsheng Road, Huangqiao Town, Xingsheng District, Suzhou, China

Хигия Медикал (Суджоу) Ко., Лтд.

Ксиншенг Роад, город Хуангксиао, область Ксиншенг, Суджоу, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медимпорт»

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Сервисный центр:

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:
Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89
г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02
г. Екатеринбург: (343) 357-33-61



Обратитесь к
Руководству по эксплуатации



Не выбрасывать!
Специальные условия
утилизации



ВНИМАНИЕ! Обратитесь к
Руководству по эксплуатации



Хрупкий груз



Беречь от влаги



Верх



Вторичная переработка



Не употреблять в пищу