Руководство пользователя

Кресло лор-пациента MET MDK-120



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

Назначение

Кресло имеет универсальное назначение, обеспечивая удобство проведения целого ряда лечебно-диагностических процедур, не ограничиваясь областью отоларингологии. Используется в учреждениях здравоохранения, в реабилитационных центрах, домах престарелых.

Описание

1. Кресло изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 32.50.30-003-11459109-2019 и имеет РУ № РЗН 2020/12537 от 11.11.2020.

2. Кресло состоит из анатомического сиденья, откидных подлокотников, подголовника и ножной секции.

3. Модель имеет возможность изменения высоты - управление подъемом происходит при помощи ножного пульта с двумя педалями.

4. Обивка сиденья и ножной секции изготовлена из искусственной винилис-кожи, обеспечивающей длительный срок службы, чистоту, водонепроницаемость и антибактериальные свойства.

6. Положение спинки может регулироваться от 0° до 77°, при этом ножная секция и подлокотники движутся синхронно.

7. Сиденье с двумя ручками и возможностью поворота в обе стороны на 90°

8. Функционал кресла отлично синхронизируется с функциями лор-комбайна: управлять положениями кресла можно с панели комбайна.

9. Кресло поставляется в собранном виде, готовом к использованию.

Технические характеристики

1. Габаритные размеры, мм
   Глубина сиденья 40 см
   Ширина сиденья 60 см
   Диапазон регулировки высоты 57-97 см
   Регулировка спинной секции посредством электроприводов
2. Встроенная функция CPR позволяет мгновенно проводить реанимационные действия.

Правила эксплуатации и меры безопасности.

1. Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.

2. Очистку поверхности кресла следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5-процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

3. Кресло не предназначено для эксплуатации вне помещения.

4. Кресло при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов, соответствующих климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

5. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр (раз в полгода) целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

Изделие в деталях



1. Анатомическое сиденье
2. Ручка
3. Подлокотники
4. Спинная секция
5. Ножная секция
6. Подголовник
7. Подставка для ног

	**Регулировка спинки и ножной секции** Угол наклона спинной секции регулируется одновременно с ножной. Функционал кресла отлично синхронизируется с функциями лор-комбайна: управлять положениями кресла можно с панели комбайна.
	**Ножная секция** Платформа для поддержки икр позволяет поднимать и опускать ноги переводя пациента в лежачее или сидячее положение.
	**Педаль регулировки высоты** Пациент и сопровождающий могут регулировать высоту кресла с помощью педали регулировки высоты.
	**Регулировка подлокотников** • Постепенно установите подлокотник сиденья в наклонное положение. • Функция выполняется движением руки вниз.

Хранение и транспортировка

1. Транспортировка изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом (в крытых транспортных средствах) в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

- упаковка с изделием не должка подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20ºС до+40°С.

2. Изделие может храниться в течение 5 лет в упакованном виде в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5ºС до +40ºС.
- относительная влажность при температуре окружающей среды +25°С не более 80%
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).
-

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель:

_____

Срок гарантии: ___12 месяцев___

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____

Кресло медицинское многофункциональное смотровое с дополнительными поддержками голени МЕТ RK-120

регистрационное удостоверение РЗН 2020/12537 от 11 ноября 2020 года;

срок службы изделия – не менее 5 лет;

Производитель: ООО "МЕТ", Россия, Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), двлд. 4, стр.2, эт.5, блок Г

Место производства: Bahçelievler Mah. Yavuz Cad. No:31/A Hasanoğlan, Elmadağ, Ankara, Turkey

Сервисный центр: ООО «МЕТ»

142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), двлд. 4, стр.2, эт.5, блок Г

На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.

Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, (903) 775-00-26