

”

С матрасом MET AIR BRIO
любая кровать становится
функциональной



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАТРАС MET AIR BRIO ^{AL}

Противопролежневая система,
позволяющая пользователю принимать
анатомические положения



МЕТ AIR BRIO^{AL}



Уникальная на российском рынке противопротлежная система с преимуществами функциональной кровати

Воздушные трубки надуваются и сдуваются поочередно, оказывая массажный эффект и улучшая кровообращение.

За счет надува специальных секций матрас позволяет пользователю изменять положение тела.



Положение Фаулера



Боковые наклоны




Подъем спинки



Подъем ног

” Функциональный матрас, в отличие от классической функциональной кровати, легко транспортировать в больницу, на дачу и внутри стационара.



Алюминиевый компрессор отличает долговечная и бесшумная работа на протяжении всего срока эксплуатации.

Алюминиевый компрессор



В статичном режиме все камеры постоянно надуты. В динамическом режиме можно выбрать один из трех временных циклов.

Динамический и статичный режимы



Клапан позволяет немедленно спустить воздух при необходимости проведения сердечно-легочной реанимации.

Клапан CPR



Интуитивно понятная цифровая панель управления. Пациент может сам изменять режим работы и положение тела с помощью пульта ДУ.

Удобное управление



- 01 Положение Фаулера облегчает дыхание пациента, общение и уход
- 02 Поворот разгружает сердечную мышцу и снижает нагрузку на ухаживающего
- 03 Подъем спинки уменьшает нагрузку на сердце и сосуды
- 04 Подъем ног нормализует артериальное давление