



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Будь здоров", Основной государственный регистрационный номер: 1135257001362

Место нахождения: 603086, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Бетанкура, дом 4-4. Фактический адрес: 603086, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Бетанкура, дом 4-4, телефон: +79202501743, факс: +7 831 282-19-02, адрес электронной почты: bznnov@gmail.com.

в лице Директора Усова Сергея Борисовича

заявляет, что Мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной, не предназначено для учебных заведений, торговая марка «Будь Здоров» :
столы модели СИ.БЗ.01.01, СИ.БЗ.02.01, СИ.БЗ.02.02, СИ.БЗ.02.03, СИ.БЗ.02.04, СИ.БЗ.02.05, СИ.БЗ.02.06, СИ.БЗ.03.01, СИ.БЗ.03.02, СИ.БЗ.03.03, СИ.БЗ.03.04, СИ.БЗ.03.05, СИ.БЗ.03.06, СИ.БЗ.01.01, СИ.БЗ.01.02, СИ.БЗ.02.01, СИ.БЗ.02.02, СИ.БЗ.01.01, СИ.БЗ.01.02, СИ.БЗ.01.01, СИ.БЗ.01.02, СИ.БЗ.01.01, СИ.БЗ.01.02, СИ.БЗ.01.01, СИ.БЗ.01.02, СИ.БЗ.01.01, СИ.БЗ.01.02

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Будь здоров"

Место нахождения: 603086, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Бетанкура, дом 4-4. Фактический адрес: 603086, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Бетанкура, дом 4-4.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия
Код ТН ВЭД ТС 9403 20 800 9

серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 4847-515/1-1-16/БМ от 30.08.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 действует с 02.10.2015 года.

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок службы, указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.11.2019 включительно

Усов С. Б.

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.АУ04.В.56778

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2016

ООО «БУДЬ ЗДОРОВ»

Российская Федерация, 603086, г. Нижний Новгород,

ул. Бетанкура, д.4, оф.4

Тел: (831) 233-01-93

Паспорт

Мебель для общественных учреждений
т.м. «БУДЬ ЗДОРОВ»

СТОЛЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
(аппаратные)

СИ.БЗ.03.02

штамп ОТК : _____ дата / _01_ / _03_ /201_7_

Назначение изделия:

Стол инструментальный (аппаратный) (далее по тексту - стол) предназначен для организации рабочего места специалиста в учреждениях и организациях.

Технические характеристики:

Стол выдерживает равномерно распределенную (статическую) нагрузку массой не более 50 кг.

Стол имеет 4 колеса, диаметром не менее 50 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси. Стол имеет два колеса, оснащенных тормозом и два колеса без тормоза.

Каркас стола изготовлен из плоскоовальной трубы 30x15x1,5 мм, имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Поверхность стола устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

Средний срок службы стола до списания не менее 6 лет.

За критерий предельного состояния стола принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

Габаритные размеры, мм:

Ширина 620мм

Глубина 480 мм

Высота 895 мм

Масса — не более 8 кг.

Габаритные размеры с упаковкой:

Стол инструментальный (аппаратный): не более 840 × 500× 70 мм

Масса (с упаковкой) — не более 8,5 кг

Характеристики для транспортировки:

Объем, м.³ - 0,036

Вес, кг – 8,5

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .

Правила

хранения, транспортировки и эксплуатации мебели.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но также от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Поверхности следует предохранять от механических повреждений. При ослаблении соединений необходимо периодически подворачивать винты и стяжки.

В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Не допускается установка и хранение мебели в помещениях с повышенной влажностью более 70%.

Нагрузка на каждую полку не должна превышать 20 кг.

Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании изделия мебели должны быть надежно упакованы и предохранены от атмосферных осадков и механических повреждений.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов. Распаковать стол и проверить целостность покрытия и полок. Проверить комплектность. Удалить защитную пленку с полок. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

1. Установить ограждение (1 шт.) и все держатели полок (6 шт.) в штатные отверстия на одну из боковых стоек. Болты не затягивать до конца.
2. Установить вторую боковую стойку.
3. Прикрепить колеса к боковым стойкам .
4. Установить стол вертикально. Установленные ограждения и держатели полок затянуть. **ВАЖНО!** Сборку производить на горизонтальной поверхности!
5. Установить полки в штатные места, предварительно сняв защитную транспортировочную пленку.

СХЕМА СБОРКИ



Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи конечному потребителю. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.

Комплектовочная ведомость

№	Деталь	Стол инструментальный	
		СИ.БЗ.03.02 (ЗН)	СИ.БЗ.03.02 (ЗМ)
		Кол-во в изделии, шт.	
1	Боковая стойка (плоскоовальная труба 30x15x1,5 мм)	2	2
2	Держатель для полки (труба 12 мм) с комплектом крепежа	6	6
3	Полка (нерж. сталь, толщина 0,5мм)	3	-
4	Полка (сталь с покрытием, толщина 0,5мм)	-	3
5	Ограждение (труба 12 мм) с комплектом крепежа	1	1
6	Колесо без тормоза	2	2
7	Колесо с тормозом	2	2