

МЕТ ЛАМЕТ Нида-ТВ.03

**Столик-тумба медицинский
металлический**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Столик медицинский (далее - изделие) предназначен для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего столика.

2. Описание изделия

Габариты столика	850*400*1152 мм
Диаметр колес	150 мм

- Столик, выполненный целиком из металла с антибактериальной окраской.
- Оснащен пятью выдвижными ящиками на телескопических направляющих и отделением с дверцей для аппаратуры и ёмкостей
- Ящик установлен на телескопические направляющие полного выдвижения.
- Изделие комплектуется колесными опорами из немаркой резины, обеспечивающими плавное движение изделия и предотвращающими повреждение напольного покрытия.

3. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

- Изделие поставляется в собранном виде.
- Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.
- Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
- При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности 80 % при температуре +25°C.
- Изделие в упаковке должно храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
- Воздух помещения для хранения изделия не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.
- При транспортировке и хранении стола при отрицательных температурах, необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания при открывании дверцы и ящика.

	<p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы. • Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами. • Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами. • Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.
---	---

4. Уход

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.

Поверхность стола устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

5. Техническое обслуживание

Наш столик имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

6. Гарантия

Гарантийный срок – _____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____
