

7. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____

МЕТ TN – 150

**Столик манипуляционный из
нержавеющей стали с
выдвижным ящиком, 2 полками
и 2 поворотными лотками**



ПАСПОРТ



Габаритные размеры, см		Полки, ящики
Длина:	48	1 полка
Ширина:	79	1 ящик
Высота:	93	2 лотка

1. Предназначение

Изделие предназначено для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

2. Общая характеристика

Изделие представляет собой подвижную конструкцию со столешницей, полкой, выдвигаемым ящиком, поворотным лотком, 2 контейнерами для утилизации и ручкой для перемещения.

3. Описание

3.1. Каркас: жесткая цельносварная конструкция из нержавеющей трубы 25х25 мм марки AISI-304. Столик установлен на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.

3.2. Полки выполнены из нержавеющей листового проката с усилениями, согнутого особым способом, обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность. Полки оборудованы бортами с 3 сторон.

3.3. Выдвижной ящик устанавливается на направляющие полного выдвижения, обеспечивающие полное и бесшумное движение ящика, а также его фиксацию в закрытом положении.

3.4. Над столешницей в специальной рамке со стойкой располагается съемный лоток с крышкой, изготовленный из стали с покрытием, устойчивым к обработке всеми видами дезинфицирующих средств.

3.5. Под полкой-столешницей изделия крепятся 2 контейнера.

3.6. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Столик обернут полиэтиленовой плёнкой и упакован в картонную коробку. Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Сборка

Столик поставляется в собранном виде. После доставки: вскрыть упаковку, прикрутить колеса, отрегулировать по высоте крепления, вставить лоток и контейнеры.

6. Правила ухода

6.1. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

6.2. Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

6.3. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

6.4. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.