Паспорт изделия

Табурет полиуретановым сиденьем Т11 и Т11-В

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-002-06429566-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7897 от 07.12.2018
Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.НА38.В.00060/18 от 12/12/2018



Назначение и описание изделия

Табурет на газ лифте модели Т11 и Т11-В.
Каркас стальной с хромированным покрытием. Сиденье полиуретан черного цвета.
В базовом варианте табуреты поставляются на пластиковых колесных опорах, модель Т11-В комплектуется опорным кольцом для ног (диаметр кольца 400 мм).
Регулировка подъёма сиденья с помощью газлифта Т11 (данные по Т11-В в скобках):
- на колесных опорах - высота от пола до верха сиденья меняется от 440 до 570 (от 580 до 830 мм,
- на глайдерах (заглушках) - высота от пола до верха сиденья меняется от 415 до 545 (от 555 до 805) мм.
Табурет может комплектоваться 3 видами сидений:
-сиденье-седло- ширина 420 мм, глубина 355 мм, толщина 25 мм- **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм.) - **круглое** (диаметр 360 мм, толщина 40 мм - на сиденье есть удобное углубление)
Разлет опор - 520 мм.
Вес изделия (в скобках данные для модели Т11-В) – 6 (7) кг. Вес упаковки 7 (8) кг.
Упаковка - 1 штука/картонная коробка. Размер коробки 560*160*540 мм.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10ºС и не выше +35°С, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.38 к.2,офис 61
Тел.: +7 (812) 408-49-31
https://inmedix.ru/
E-mail: info@inmedix.ru

						

			