ПАСПОРТ

Тележка медицинская с выдвижными ящиками и стойкой для растворов



*** Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!**

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.**

1. Технические характеристики

Габаритные размеры	Значение параметров	Примечание
Высота от пола до столешницы	88 см	Высота указана с учетом колесных опор
Длина (глубина) столешницы	47 см	
Ширина столешницы	75 см	

2. Предназначение

Тележка (далее - изделие) с 2 выдвижными ящиками, корзинами и стойкой с 12 крючками для растворов, предназначена для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

3. Общая характеристика

Изделие состоит из:

- корпуса с 2 боковыми ручками;
- четырёхколесной опоры
- 2 выдвижных ящика с разделяющими вставками;
- Стойка из нержавеющей стали с 12 крючками.

4. Описание

Изделие состоит из тумбового элемента с выдвижными ящиками и открытым отделением Изделие установлено на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии
Тележка оснащена выдвижных ящика с разделяющими вставками из ABS-пластика, а также двумя рукоятками из нержавеющей стали. В комплекте также имеется стойка из нержавеющей стали с 12 крючками.

5. Упаковка, транспортировка, хранение

Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.
Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.
Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +35˚С при верхнем значении относительной влажности 80% и температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Уход

Наши изделия имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.
Благодаря имеющемуся на изделиях порошковому покрытию, они считаются более защищенными от внешних воздействий и, следовательно, неприхотливыми в уходе.
Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой. Категорически не следует чистить поверхность изделия с помощью твердых приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластика или металла).
Обратите внимание: не допускается контакт с такими материалами как цементный раствор, алебастр, побелка, краска, герметики, монтажная пена и т.п.

7. Сборка

Изделие поставляется в собранном виде: каркас изделия является цельным, в него уже вставлены выдвижные ящики.
Пользователю необходимо самостоятельно установить колёса и стойку с крючками, которая фиксируется с помощью закручивающихся барашков.

8. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____

м.п.

Продавец: _____

_____