7. Свидетельство о приемке.

Шкафы лабораторные: ШЛ.01.00, ШЛ.01.01, ШЛ.01.02, ШЛ.01.03, ШЛ.01.04, ШЛ.01.05, ШЛ.01.06, ШЛ.01.07, ШЛ.01.08, ШЛ.02.00, ШЛ.02.01, ШЛ.02.02, ШЛ.02.03, ШЛ.02.04, ШЛ.02.05, ШЛ.02.06, ШЛ.02.07, ШЛ.02.08

Соответствует ТУ-9452-001-68690950-2011

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.
Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru
www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания



Паспорт

	Арт.	Наименование
	ШЛ.01.00	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.01	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.02	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.03	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.04	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.05	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.06	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.07	Шкаф лабораторный
	ШЛ.01.08	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.00	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.01	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.02	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.03	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.04	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.05	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.06	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.07	Шкаф лабораторный
	ШЛ.02.08	Шкаф лабораторный

ТУ-9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1. Шкаф предназначен для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ.

1.2. Шкаф изготовлен из алюминиевого профиля и пластиковых панелей или ЛДСП панелей. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.

2. Основные технические характеристики.

Арт.	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
	высота	ширина	длина	
ШЛ.01.00	1700	400	500	31
ШЛ.01.01	1700	400	500	32
ШЛ.01.02	1700	400	500	33
ШЛ.01.03	1700	400	500	30
ШЛ.01.04	1700	400	500	31
ШЛ.01.05	1700	400	500	38
ШЛ.01.06	1700	400	500	40
ШЛ.01.07	1700	400	500	27
ШЛ.01.08	1700	400	500	30
ШЛ.02.00	1700	400	1000	53
ШЛ.02.01	1700	400	1000	55
ШЛ.02.02	1700	400	1000	58
ШЛ.02.03	1700	400	1000	52
ШЛ.02.04	1700	400	1000	58
ШЛ.02.05	1700	400	1000	65
ШЛ.02.06	1700	400	1000	69
ШЛ.02.07	1700	400	1000	44
ШЛ.02.08	1700	400	1000	52

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)		Кол-во, шт.
3.1	Шкаф в сборе (ручка установлена с обратной стороны фасада)		1
3.2	Опора регулируемая и втулка	ШЛ.01.00, ШЛ.01.01, ШЛ.01.02, ШЛ.01.03, ШЛ.01.04, ШЛ.01.05, ШЛ.01.06, ШЛ.01.07, ШЛ.01.08, ШЛ.02.00, ШЛ.02.01, ШЛ.02.02, ШЛ.02.03, ШЛ.02.04, ШЛ.02.05, ШЛ.02.06, ШЛ.02.07, ШЛ.02.08	4
3.3	Паспорт		1
3.4	Упаковка		1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1. Распаковать компоненты шкафа.

4.2. С помощью молотка установить заглушки в ножки и ввернуть в них регулируемые опоры 3.2

4.3 С помощью крестовой отвертки установить ручку на лицевую сторону фасада.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.